

Din hverdag med ileostomi



Forord

Dette hæfte er udarbejdet til dig, som skal have anlagt en ileostomi eller som for nylig har fået en ileostomi.

Vi håber, at de følgende sider kan give dig svar på dine spørgsmål og hjælpe dig til hurtigt at vende tilbage til den hverdag, du havde før operationen. Ubevidst eller bevidst vil man kæmpe for at genvinde kontrollen over sin tilværelse og få "styr" på den nye situation. Meget kan synes umuligt, når man er træt og usikker på det hele, men tiden arbejder for en, og langsomt vil kræfter og overskud vende tilbage. Det er vigtigt at huske, at foruden viden og god hjælp afhænger det selvfølgelig også af din egen vilje, hvor hurtigt det vil lykkes dig at tilpasse dig din nye situation.

Hæftet er tænkt som et supplement til den mundtlige information, du får af din stomisygeplejerske. Hvis du ønsker mere detaljeret og uddybende information om et bestemt emne, vil vi anbefale dig kontakte din stomisygeplejerske eller din egen læge.

Du er også velkommen til at kontakte en af vores sygeplejersker i Coloplast Kundeservice på telefon [49 11 12 13](tel:49111213).


Coloplast Danmark A/S retter en speciel tak til følgende personer, som har bidraget med værdifuld viden og gode råd ved udarbejdelsen af dette hæfte:

- Stomisygeplejerske Berit Kiesbye, Skejby Sygehus
- Stomisygeplejerske Dorte Skaarup Schmidt, Rigshospitalet
- Stomisygeplejerske Vibeke Kaufmann, Hvidovre Hospital

Hvad er en ileostomi?

Stomi kommer af det græske ord stoma, som betyder mund eller åbning. I denne sammenhæng er der tale om en åbning af fordøjelseskana-len til bugvæggens/mavens hudniveau/overflade.

En ileostomi er dannet ved, at en del af tyndtarmen (ileum) føres ud gennem bug-væggen og sys fast til huden. Stomien har ingen lukkemuskel.



Placering

Oftest er ileostomien placeret nederst på højre side af maven.

Hvor endetarmen før gav tydelige signaler om, hvornår det var tid til at komme på toilettet, vil stomien ikke gøre dette, men tømme sig flere gange om dagen, uden at du kan kontrollere det.

Ileostomiens udseende

Stomien er rød. Den har omtrent samme farve som slimhinden i mundhulen. Som regel er den rund, men den kan også være oval. Lige efter operationen er stomien hævet, men den aftager i størrelse over et par måneder.

Berøring

Der er ingen nerver i den slimhinde som stomien er lavet af, og du kan derfor ikke mærke, når du rører stomien. Stomien kan bløde lidt, når du rører ved

den, f.eks. ved poseskift, eller når huden omkring stomien rengøres. Det er normalt, og det gør ikke noget, hvis det kun er kortvarigt.

Afføring

Mængden af afføring vil, når alt har stabiliseret sig efter operationen, variere mellem 750-1200 ml. Konsistensen er tynd til grødet afhængig af, hvad du spiser og drikker. Tarmindholdet kan være irriterende for huden.

Almindeligste årsager til anlæggelse af en ileostomi:

- Morbus Crohn
- Colitis Ulcerosa
- Familiær polypose
- Kræft
- Fistler
- Skader på tarmen (ulykker)

Ileostomi



Fordøjelsessystemet

Fordøjelseskana-len strækker sig fra munden til endetarmsåbningen og er hos en voksen person fra 7-10 meter lang.

Tyndtarmen (ileum) og tyktarmen (colon) ligger i bughulen.


Fordøjelsesprocessen starter i mundhulen, og madens videre transport går via spiserøret til mavesækken.

Mavesækken (ventriklen) udfører bevægelser, der blander føden med mavesafterne.

Mavesækken tømmer sig derefter over i tolvfinger-tarmen (duodenum) i passende portioner.

Nedbrydningen af maden fortsætter i tyndtarmen, som er 6-7 meter lang, og her opsuges de vigtigste næringsstoffer.

I tyktarmen, som er ca. 1,5 meter lang, afsluttes den sidste del af fordøjelsen. Her foregår op-sugning af væske og salte, og tarmindholdet får herved en mere fast konsistens.



Kan jeg leve som før?



Det er muligt at leve et normalt liv efter operationen. Ileostomien i sig selv vil ikke begrænse dit aktive liv, men det er klart, at du psykisk har brug for tid til at vænne dig til din nye situation som stomiopereret. Mange spørgsmål dukker op – Lugter det? Kan det høres? Kan det ses? Men langt de fleste lærer at passe stomien og genoptage det liv, de havde før operationen.

Hvem skal jeg fortælle det til?

I begyndelsen kan det være svært at overskue, hvordan man skal forholde sig til andre mennesker. Åbenhed og ærlighed overfor sig selv og andre er et godt redskab til at komme videre. Du skal give dig selv den tid, det tager at acceptere den nye situation. Du afgør selv, hvem i din omgangskreds, der skal vide, du har fået anlagt en stomi. For at kunne få støtte og hjælp af den nærmeste familie, kolleger og venner, er man nødt til at indvie dem i situationen. Hvis folk mærker, at du selv har accepteret stomien, vil de som regel også gøre det.

For nogen kan det også være en hjælp at tale med andre stomiopererede.

Tilbage på jobbet

Hvis du er erhvervsaktiv, vil det snart blive tid til at vende tilbage til jobbet. At du har fået en ileostomi, er kun sjældent en hindring for at vende tilbage til dit tidligere job.

Fritid og sport

Når der er gået et par måneder efter operationen, vil du efterhånden føle, at kræfterne vender tilbage. Du vil være i bedre form og få mere lyst til at genoptage mange af de interesser og aktiviteter, du havde før.

Selve stomien vil ikke forhindre dig i at motionere, og som stomiopereret kan man dyrke de fleste sportsgrene.

Tøjstil

Prøv dig frem - og du vil finde ud af, at du formentlig kan bruge det samme tøj, som du plejer.

Dog kan det være vigtigt at tænke på, at en fyldt pose vil bule ud på maven.

Rejser

En stomi hindrer dig ikke i at rejse. Medbring dine stomiprodukter og tilbehør hjemmefra. Hvis du rejser til varmere lande, hvor du ofte sveder mere, skal du evt. bruge flere produkter. Hvis du rejser med fly, er det en god idé at have poserne med i håndbagagen, hvis kufferten er forsinket eller skulle forsvinde.

Hvis du er i tvivl, kontakt da din stomisygeplejerske.

Husk på rejsen



- Stomiprodukter med i håndbagagen
- Saks må ikke medtages i håndbagagen
- Ekstra stomiprodukter ved rejser i varme lande

Få mere information via
www.coloplast.dk/minrejseguide

Kost

Kan jeg spise, som jeg plejer, når jeg har en stomi?

Svaret er JA, hvis man overholder de generelle kostråd.



Tip



Den daglige motion kan være alt fra en gåtur til træning i fitnesscenter, løb, cykling osv.

De 8 generelle kostråd er:

- Spis frugt og grønt - 6 om dagen
- Spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen
- Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag
- Spar på sukker - især fra sodavand, slik og kager
- Spar på fedtet - især fra mejeriprodukter og kød
- Spis varieret og bevar normalvægten
- Sluk tørsten i vand
- Vær fysisk aktiv - mindst 30 minutter om dagen

Kostråd til nyopererede

Efter operationen er det meget vigtigt at sørge for at få kalorier og protein nok. Appetitten kan være lidt nedsat de første uger efter operationen. Hvis det kniber med appetitten, kan man eventuelt supplere med færdiglavede eller hjemmelavede protein- og energidrikke. De færdiglavede kan købes på apoteket mod recept.

Det er vigtigt at drikke meget, da væsketabet fra stomien er større i starten, indtil tyndtarmen har overtaget noget af tyktarmens funktion. Det er godt at drysse lidt salt på maden for at erstatte tabet fra ileostomien eller drikke dansk vand, der normalt indeholder salt. Hvis man er generet af luft i tarmen og lydgener på grund af kulsyren i vandet, bør man lade den kulsyreholdige drik stå og bruse af først.

Følgende kan afhjælpe forstoppelse

- Rigtigt med vand
- Figner, svesker og supplér evt. med afføringsmidler

Følgende madvarer kan give afføringen en fastere konsistens

- Lyst brød, gryn, kartofler, ris og pasta
- Banan og/eller revet æble

Ved diarré eller forstoppelse, henvend dig da til din egen læge eller stomisygeplejerske.

Luftdannende fødevarer

Kål, løg, porrer, bælgfrugter, stærke krydderier, frugt, kunstige sødemidler, kulsyreholdige drikke og tyggegummi

Problemer med kosten eller vægten?

Så kan du få hjælp på det hospital, hvor du går til kontrol. Her kan du også bede om en henvisning til en klinisk diætist. Hvis du ikke er tilknyttet et hospital, kan du selv opsøge en privatpraktiserende klinisk diætist.

Husk



Vær opmærksom på, at visse frugter og grøntsager, såsom bladselleri, asparges, druer med sten, rabarber, tomatkind, nødder, kokos og champignon, ikke nedbrydes i tarmen. Tyg derfor disse frugter og grøntsager godt.



Seksualitet og samliv

stomien og intimt samliv, er vigtige at dele med din samlever eller partner. Dette vil gøre det enklere både for dig og din partner at vænne sig til, at din krop er forandret.

Selvom du ikke orker eller tør påbegynde samlivet, f.eks. på grund af træthed, angst for smerter eller psykisk har en barriere, så er det vigtigt at have nærhed og berøring med din partner. Åbenhed og ærlighed overfor dig selv og din partner er vigtig.

Et godt seksualliv handler om mere end selve samlejet. Det handler også om kærlighed, nærhed og forståelse, og ikke mindst at turde være sig selv. Ileostomien vil ikke være en hindring for seksualitet og intimt samliv.

Nogle kan dog opleve problemer efter operationen i forbindelse med seksualitet og samvær. Årsagerne kan være fysisk eller psykisk betingede.

Hvis du får problemer, så søg råd og vejledning hos din stomisygeplejerske eller din læge.

Praktiske tips:

- Tøm eller skift pose før seksuelt samvær
- Skift gerne til en mindre pose

Tip



På www.coloplast.dk/brochure under stomi kan du læse og/eller downloade brochuren "Stomi & Seksualitet", som beskriver de mest almindelige psykiske reaktioner på det at få en stomi, og hvordan det kan påvirke dit kærligheds- og seksualliv.

Stomiprodukter og hudpleje

Valg af stomiprodukter

Ofte har man som stomiopereret sine egne, personlige krav til stomiprodukter og tilbehør. Der findes mange forskellige stomiprodukter, og det er vigtigt at vælge netop det, der passer bedst til dig.

Du kan vælge mellem 1-dels og 2-dels produkter:

- På 1-dels produkter er posen svejset fast direkte på klæberen, så det udgør en helhed. Man skifter hele posen med klæberen på én gang ved hvert poseskift. Typisk vil du med et 1-dels produkt skifte posen hver eller hver anden dag. De fleste tømmer posen mellem fire til syv gange i døgnet.
- Et 2-dels produkt består af 2 dele. En plade som klæbes fast til huden, samt en pose som kobles fast til pladen. Pladen og posen, skiftes ved behov. Ofte vil det være sådan, at pladen skiftes 2-3 gange om ugen, mens selve posen skiftes hver eller hver anden dag, og tømmes typisk mellem fire til syv gange i døgnet.

Vi ser alle forskellige ud med forskellige faconer og former. Nogle har ardannelse, andre har folder, ujævnheder og brok. Forhold, som har betydning i relation til valg af stomiprodukter.

Der er også vigtigt, at du tager hensyn til stomiens størrelse og højde. Derudover skal der tages hensyn til den enkeltes kunnen, arbejde, fritidsinteresser og eventuelle allergier og/eller hudsygdomme.

Ileostomiposer

En ileostomipose er en tømbar pose, og det vil sige, at der er en åbning forneden, hvor igennem posens indhold tømmes. Åbningen holdes lukket ved hjælp af et integreret lukkesystem eller en udløbsstuds. Du skal forvente, at posen skal tømmes fire til syv gange i døgnet (i de første uger efter operationen måske oftere).

Ved tømning af posen tømmes posens indhold ud i toiletet, udløbet rengøres, og posen lukkes. Der

kan være forskellige opfattelser af, hvordan man får placeret sig bedst muligt på eller ved toiletet, når posen tømmes. Du må eksperimentere lidt, indtil du har fundet den metode, der passer bedst til dig.

Stomiposen vil typisk være forsynet med et kulfilter, for at luft fra tarmen kan passere ud igennem posen. Samtidig sikrer kullet i filteret, at lugten filtreres fra. Ved skift af posen, tømmes den fyldte pose, og den smides ud sammen med almindelig dagrenovation i lighed med hygiejnebind og babybleer. Den brugte pose må ikke smides i toiletet, da afløbet vil tilstoppe.

Skift af stomiproduktet

Stomiproduktet skiftes oftest bedst, når du står op, og skal skiftes så hyppigt, som der er behov for. De ting, man skal bruge til et skift, lægges parat, så de er inden for rækkevidde.

- Vand
- Blødt materiale (gazeservietter/vat)
- En affaldspose
- Stomi-saks
- Skabelon/måleguide
- Stomiprodukt

Det er vigtigt at undgå, at der opstår hudproblemer, og med en korrekt skifteteknik er du godt på vej.

Tip



Det er en fordel at skifte posen om morgenen, da tarmen på dette tidspunkt ikke er så aktiv.

SenSura® Mio 1-dels tømbar pose



SenSura® Mio 2-dels lukket poser. (Click & Flex)





Påsætning af stomiproduktet

- Sørg for, at stomiproduktet er helt nøjagtigt tilpasset din stomistørrelse. Hullet må hverken være for lille eller for stort (1-2 mm større end selve stomien). Hvis ikke målene passer, skal du lave en ny skabelon. Du kan søge hjælp hos din stomisyegeplejerske.
- Ved påsætning skal huden være glat, således at folder under pladen/klæberen undgås.
- Start fra den nederste kant af stomien, når pladen/klæberen påsættes.
- Pladen/klæberen påsættes ved at påføre et jævnt tryk på hele fladen - før evt. en finger rundt i kanten udenom stomien for at sikre, at klæberen fæstner godt til huden. Kontroller, at klæberen sidder fast hele vejen rundt.
- Undgå at skifte mere end højst nødvendigt.

Tip



På www.coloplast.dk/vejledning finder du stomivejledningen, der giver dig en levende og visuel vejledning i brugen af stomiprodukter.

På www.coloplast.dk/maalogklip kan du se filmen Mål og klip hullet korrekt og forebyg problemer.



Aftagning af stomiproduktet

- Ved aftagning løsnes klæberen forsigtigt oppefra og ned. Hold igen på huden med den frie hånd.
- Rengør huden med lunkent vand, og tør den med et blødt materiale (undgå sæbe og rensedmidler).
- Fjern eventuelle hår på huden omkring stomien.
- Huden skal være både ren og tør, inden ny plade/klæber påsættes.
- Når du skifter pladen/klæberen bør du gøre det til en vane, at kigge på bagsiden, hvorpå der ikke må være afføring, da dette er tegn på utæthed. Vær opmærksom på om klæberen er korrekt tilpasset stomien?

At huden er hel og normal omkring stomien har afgørende betydning for stomiproduktets evne til at klæbe fast til huden, og det er med til, at du kan føle dig sikker og tryk.

Personlig hygiejne og velvære




Man kan bade – brusebade eller tage karbad – nøjagtig, som man plejer. Det er dog helt i orden at bade uden pose på, blot sæben skylles grundigt af huden omkring stomien.

Tilbehør til stomi

Den bedste beskyttelse får vi af vores egen hud, men vi ved også, at der en gang imellem kan opstå situationer, hvor huden får brug for lidt ekstra hjælp og pleje.

Anvendelse af produkter som tilbehør til stomi kan være en hjælp, men husk at det altid vil være af vigtig og afgørende betydning af finde frem til årsagen til hudproblemer.



Hvor kan jeg finde hjælp og støtte?

På sygehuset/hospitalet får du hjælp og oplæring i bandageskift og hudpleje. Du vil derfor få mulighed for at føle dig tryk og blive i stand til at klare dig selv.

Inden du bliver udskrevet, hjælper personalet på afdelingen og/eller stomisygeplejersken dig med at ordne de praktiske forhold i forbindelse med stomien. Eksempelvis produktmuligheder, bevilling og opfølgningskontrol.

Når du er kommet hjem, kan du eventuelt få et omsorgsbesøg ved hjemmesygeplejen, og desuden har du mulighed for at komme til opfølgende kontrolbesøg hos din stomisygeplejerske. Du er også velkommen til at kontakte en af vores sygeplejersker hos Coloplast Kundeservice på telefon **49 11 12 13**.

COPA er en patientforening for stomiopererede i Danmark. Foreningen har rådgivere, der selv er stomiopererede, og som giver råd og vejledning. COPA udgiver desuden et medlemsblad seks gange årligt.

Blæreforeningen er en forening for personer, der har eller har haft blærekræft eller blærepolypper og for pårørende. De oplyser om sygdommen samt tilbyder støtte og vejledning.

Nyttige links:

Patientforeningen COPA: www.copa.dk

Patientforeningen Colitis Crohn Foreningen (CCF): www.ccf.dk

Danmarks uafhængige lægetjeneste: www.netdoktor.dk

Coloplast, produkter og serviceydelser til dig med stomi: www.coloplast.dk



Læs mere om de forskellige produktmuligheder på www.coloplast.dk/stomiprodukter eller se vores Brava guide på www.brava.coloplast.dk.

Stomi Information

Stomi Information er vores magasin til stomiopererede. Her kan du læse om andres oplevelser og erfaringer, følge med i udviklingen af nye produkter og få praktiske råd og tips til din hverdag. Magasinet udkommer to gange årligt.

Du kan bestille et gratis abonnement via vores hjemmeside www.coloplast.to/ileomagasin eller ved at indsende kuponen på næste side.



Coloplast Kundeservice

Hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med vores produkter eller gerne vil have tilsendt en gratis vareprøve, er du velkommen til at kontakte Kundeservice. Her kan du også få råd om stomipleje og produkter.

Ring til os på 49 11 12 13
– alle hverdage mellem 8.30 og 15.00.

Du er også velkommen til at besøge vores hjemmeside www.coloplast.dk. Her kan du læse om vores produkter, og du kan finde generel information om stomi.



Ditte Hjerstedt og Kirstine Halling Dahl,
Kunderådgivere.

