

Produktdatablad

EasiCath Set

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
 Adresse Holtedam 1
 Land Danmark
 Website: <http://www.coloplast.dk>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Tlf. nr. 49111213
 Fax nr. 49111212
 E-mail: dkmail@coloplast.com
 Website: <http://www.coloplast.dk>

1.3. Kvalitetsstyringsystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn EasiCath Set

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment" (hvis Excel-fil)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

"klik her" (hvis web-baseret)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="text" value="nej"/>	Papir: <input type="text" value="Ja, sterilbarrier"/>	Glas: <input type="text" value="nej"/>
Metal: <input type="text" value="Nej"/>	Latex: <input type="text" value="nej"/>	Bomuld: <input type="text" value="Nej"/>
Andet: Polyvinylpyrrolidone		Økologisk: <input type="text"/>

3.2. Plast: Polyethylene, Polypropylene
 Sterilbarrier: Polyester, polyethylene

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: DEHP % af PVC: 30%

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: DEHP

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="text" value="Ja"/>	Papir: <input type="text" value="nej"/>	Glas: <input type="text" value="nej"/>
--------------------------------------	---	--

Metal: Latex: Bomuld: Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: **6. Miljøoplysninger**

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej: Ja:

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 _____

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) _____

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Udfra miljømæssige hensyn anbefaler Coloplast nedenstående affaldshåndtering.

Bemærk dog at affaldshåndteringen skal være i overensstemmelse med gældende lokale regler.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Materialegenanvendelse	
Inderemballage			Materialegenanvendelse	Ja, Mobious-loopet iflg ISO 14021
Transportemballage			Materialegenanvendelse	Ja, Mobious-loopet iflg ISO 14021



EasiCath Set

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
28006		5701780590846	EasiCath Set Herre CH 10		20	4		*
28007		5701780590853	EasiCath Set Herre CH 12		20	4		*
28008		5701780590860	EasiCath Set Herre CH 14		20	4		*
28009		5701780590877	EasiCath Set Herre CH 16		20	4		*
28028		5701780684156	EasiCath Set Herre CH14 1200ml		20	4		*
28003		5701780590815	EasiCath Set Kvinde CH 12		20	4		*
28004		5701780590822	EasiCath Set Kvinde CH 14		20	4		*
28013		5701780590914	EasiCath Set Barn CH 10		20	4		*

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *