

Elektronisk datablad (produktdatablad) Biatain Super

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Land Danmark
Website: www.coloplast.dk

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: www.coloplast.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Biatain Super

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment" (hvis Excel-fil)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

[U. Klæber \(Web\)](#) [M. Klæber \(Web\)](#)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Nej

Papir: Nej

Glas: Nej

Metal: Nej

Latex: Nej

Bomuld: Nej

Økologisk: Nej

Andet: Cellulose fiber, Cross-linked sodium polyacrylate, Elastomer, 100 % hydrogenated petroleum resin, Natrium Carboxy methyl cellulose, D PET

3.2. Plast:

Plast-typer: Polyurethan, PET, Polyethylen

PVC: Nej

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Nej

Typer: _____

Klorbleget materiale: Nej

Genbrugsmaterialer: Nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Nej

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja:

Klasse: II b

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja:

Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej:

Ja:

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevaring ved stuetemperatur

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedrørende affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Ja - emballagematerialet	
Inderemballage			Ja - emballagematerialet	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021
Transportemballage			Ja - emballagematerialet	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021



Biatain Super

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpknings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
4610	0461001008	5701780829786	Med klæber	10 x 10 cm	10	320		*
4612	0461201008	5701780829809	Med klæber	12,5 x 12,5 cm	10	240		*
4615	0461501008	5701780829823	Med klæber	15 x 15 cm	10	120		*
4620	0462001008	5701780887274	Med klæber	20 x 20 cm	10	80		*
4625	0462501008	5701780988032	Med klæber	12 x 20 cm	10	160		*
4630	0463001008	5701780887304	Uden klæber	10 x 10 cm	10	320		*
4632	0463201008	5701780887335	Uden klæber	12,5 x 12,5 cm	10	240		*
4635	0463501008	5701780887366	Uden klæber	15 x 15 cm	10	120		*
4639	0463901008	5701780887397	Uden klæber	20 x 20 cm	10	80		*
4645	0464501008	5701780988162	Uden klæber	12 x 20 cm	10	160		*

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpkningsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *