

Elektronisk datablad (Produktdatablad)**SenSura Mio Flex tømbar pose****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura Mio Flex tømbar pose

2.2. Sortimentsoversigt:**2.3. Yderligere oplysninger om produktet****3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet: Kul,polyester, ethylen methylacrylat, acrylat klæber

3.2. Plast:

Plast-typer: EVA,PVdC,polypropylen,polyamid,PU,PP/PE, PE-skum PVC:
Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :
Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet:

4.2. Plast:

Plast-typer: PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: % af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer:

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer:

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: **Non sterile class I**

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke:

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler:

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Må ikke skylles ud i toiletet.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	x			
Enkeltemballage			x	
Inderemballage			x	
Transportemballage			x	

SenSura Mio Flex tømbar pose

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
1195101008		5708932945172	SenSura Mio Flex tøm 35mm midi	midi	30	360		
1195201008		5708932945165	SenSura Mio Flex tøm 35mm maxi	maxi	30	360		
1195301008		5708932945158	SenSura Mio Flex tøm 35mm tran	maxi	30	360		
1195401008		5708932945141	SenSura Mio Flex tøm 35mm u/v	maxi	30	360		
1196101008		5708932945134	SenSura Mio Flex tøm 50mm mini	mini	30	360		
1196201008		5708932945127	SenSura Mio Flex tøm 50mm midi	midi	30	360		
1196301008		5708932945110	SenSura Mio Flex tøm 50mm maxi	maxi	30	360		
1196401008		5708932945103	SenSura Mio Flex tøm 50mm tran	maxi	30	360		
1196501008		5708932945097	SenSura Mio Flex tøm 50mm u/v	maxi	30	360		
1197101008		5708932945080	SenSura Mio Flex tøm 70mm midi	midi	30	360		
1197201008		5708932945073	SenSura Mio Flex tøm 70mm maxi	maxi	30	360		
1197301008		5708932945066	SenSura Mio Flex tøm 70mm tran	maxi	30	360		
1197401008		5708932945059	SenSura Mio Flex tøm 70mm u/v	maxi	30	360		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *