

# Elektronisk datablad (Produktdatablad)

## Brava® Beskyttende Tætningsring

### 1. Virksomhedsdata

#### 1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S  
 Adresse Holtedam 1  
 Land Danmark  
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

#### 1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S  
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk  
 Tlf. nr. 49111213  
 Fax nr. 49111212  
 E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

#### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn Brava® Beskyttende Tætningsring

#### 2.2. Sortimentsoversigt:

#### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: Alphatic hydrocarbons, carboxymethyl cellulose

#### 3.2. Plast:

Plast-typer: \_\_\_\_\_

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_

% af PVC: \_\_\_\_\_

#### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap:       Papir:       Glas:   
Metal:       Latex:       Bomuld:   
Økologisk:   
Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: Polyethylene      PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_

% af PVC: \_\_\_\_\_

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:       Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:       Genbrugsmaterialer: \_\_\_\_\_

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke:      Nej:       Ja:       Klasse: Class I Non-Sterile

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?      Ja:       Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?      Nej:       Ja:       Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001      Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

Undgå direkte sollys.

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage	X			
Transportemballage			X	

## Brava® Beskyttende Tætningsring

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
1203501008		5708932015349	Brava® Beskyttende Tætningsring	Ø18mm 2,5mm	30	720		
1203701008		5708932015356	Brava® Beskyttende Tætningsring	Ø27mm 2,5mm	30	540		
1303901008		5708932015363	Brava® Beskyttende Tætningsring	Ø34mm 2,5mm	30	480		
1204501008		5708932499743	Brava® Beskyttende Tætningsring	Ø18mm 4,2mm	30	720		
1204701008		5708932015370	Brava® Beskyttende Tætningsring	Ø27mm 4,2mm	30	540		
1204901008		5708932015387	Brava® Beskyttende Tætningsring	Ø43mm 4,2mm	30	480		

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*