

Produktdatablad

Conveen Contour Flerkammerbenpose

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
Adresse Holte Dam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.com>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holte Dam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Conveen Contour Flerkammerpose

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

3. Produktets bestanddele (Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballage/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Ønskes yderligere information ifm. eventuelle allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer:	<u>PVC (Polyvinylchloride)</u>	<u>ABS (Acrylonitrile butadiene styrene)</u>
	<u>PET (Polyester)</u>	<u>Silicone</u>
	<u>PE (Polyethylene)</u>	<u>Pigments</u>
	<u>PP (Polypropylene)</u>	

3.1 Er der latex i produktet

JA ☐ NEJ ☒

3.2 Er der PVC i produktet

JA ☒ NEJ ☐

Hvis PVC, angiv blødgører: DEHT % af PVC: 20-40 %

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet

JA ☐ NEJ ☒

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern " i en koncentration > 0,1 % w/w?

JA ☐ NEJ ☒

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: PAPER
PA/PE multilayer

4.1 Er der latex i emballagen JA ☐ NEJ ☒

4.2 Er der PVC i emballagen JA ☐ NEJ ☒

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i emballagen JA ☐ NEJ ☒

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA ☐ NEJ ☒

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA ☒ NEJ ☐ Klasse: Class 1 - Sterile

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA ☐ NEJ ☒

6.2. Er produktet miljømærket? JA ☐ NEJ ☒

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 3 år steril, 5 år usteril

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Undgå direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: _____

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt				
Enkeltemballage			Materialelegenanvendelse	
Inderemballage			Materialelegenanvendelse	Mobious-loopet ISO 14021
Transportemballage			Materialelegenanvendelse	Mobious-loopet ISO 14021

Conveen Contour Flerkammerpose

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpaknings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
5170	0517001008	5701780490719	Conveen Contour flerkammerpose 45 cm	600ml.	10	10		
5174	0517401008	5701780490757	Conveen Contour flerkammerpose 45 cm	800ml.	10	10		
5171	0517101008	5701780490733	Conveen Contour flerkammerpose steril 45 cm	600ml.	10	10		*

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakningsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *