

Conveen[®]
Optima

Conveen[®] Optima

- selvklæbende uridomer

- Latexfrie uridomer
- Smart pack
- Dobbelt-strip
- Lækagefrit system
- Behagelige i brug
- Balanceret klæber



Conveen® Optima

Latexfrie uridomer

Conveen Optima uridomer er fremstillet af et fleksibelt materiale, som sikrer, at uridomet er behageligt i brug.

Den indbyggede klæber er balanceret, så den er sikker, meget hudvenlig og samtidig nem at fjerne.

Smart pack

Conveen Optima uridomet ligger i en diskret emballage med farvekode, som sikrer korrekt valg af uridomstørrelse.

Dobbelt-strip

Dobbelt-strip sikrer en nem og sikker påsætning og gør det enkelt og let at rulle uridomet på penis, også med handsker på.




Lækagefrit system

Conveen Optima uridomer har et knækfrit udløb, der sikrer, at urinen kan passere frit. Konnektorringen for enden af udløbet og sikkerhedsrillerne på udløbet gør det let og sikkert at tilslutte uridomet til en urinpose.



Conveen Optima måleguide

For at sikre korrekt valg af uridomstørrelse, anvendes Conveen Optima måleguide.



Conveen Optima – to længder

Conveen Optima findes i to længder – standard uridom og kortere uridom. Brugeren kan derfor vælge uridom ud fra, hvor klæbebæltet ønskes placeret samt længden på uridomet.

Conveen – opsamlende system

Conveen Optima uridomer udgør sammen med Conveen Security+ urinpose, Conveen Active urinpose eller Conveen Contour Flerkammerbenposer et komplet opsamlende system for urininkontinente mænd.

Produktoversigt

Conveen Optima



Diameter		Varenummer		Diameter		Varenummer	
Standard længde				Kortere længde			
Ø 25 mm	22025	Ø 21 mm	22121				
Ø 28 mm	22028	Ø 25 mm	22125				
Ø 30 mm	22030						
Ø 35 mm	22035	Ø 30 mm	22130				
Ø 40 mm	22040	Ø 35 mm	22135				