

Produktdatablad

Conveen Security + Urinposer

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
Adresse Holte Dam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.com>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holte Dam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Conveen Security + Urinposer

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

3. Produktets bestanddele (Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballage/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer:	<u>PE (Polyethylene)</u>	<u>ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene)</u>
	<u>PP (Polypropylene)</u>	<u>SEBS (Styrene-ethylene/butylene-styrene)</u>
	<u>EVA (Ethylene vinyl acetate)</u>	<u>Silicone</u>
	<u>EAA (Poly(ethylene-acrylic)acid)</u>	<u>Pigments</u>
	<u>EMA (Ethylene methyl acrylate)</u>	
	<u>PET (Polyester)</u>	

3.1 Er der latex i produktet

JA ☐ NEJ ☒

3.2 Er der PVC i produktet

JA ☐ NEJ ☒

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet

JA ☐ NEJ ☒

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w?

JA ☐ NEJ ☒

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: PA/PE film
Paper

4.1 Er der latex i emballagen

JA ☐ NEJ ☒

4.2 Er der PVC i emballagen

JA ☐ NEJ ☒

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i emballagen

JA ☐ NEJ ☒

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w?

JA ☐ NEJ ☒

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA ☒ NEJ ☐ Klasse: Class 1 Sterile

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke? JA ☒ NEJ ☐

6.2. Er produktet miljømærket? JA ☒ NEJ ☐

Mærke: FSC. (Licensnr. C115364)

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: **3 år sterile poser, 5 år rene poser**

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) _____

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: _____

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Materiale	
Inderemballage			Materiale	Mobious-loopet ISO 14021
Transportemballage			Materiale	Mobious-loopet ISO 14021

Conveen Secerity + Urinposer

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpaknings enhed	Antal forpakn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
5164	0516401008	5701780630153	Security+ pose 30 cm slange	350 ml	10	10		
5165	0516501008	5701780630160	Security+ pose 50 cm slange	350 ml	10	10		
21022	2102201008	5701780630856	Security+ pose 6 cm slange	500 ml	10	10		
5160	0516001008	5701780490665	Security+ pose 30 cm slange	500 ml	10	10		
5161	0516101008	5701780490689	Security+ pose 50 cm slange	500 ml	10	10		
5166	0516601008	5701780630191	Security+ pose 30 cm slange	750 ml	10	10		
5167	0516701008	5701780630184	Security+ pose 50 cm slange	750 ml	10	10		
21016	2101601008	5701780891042	St.Security+Urinpose 50 slange	350 ml	10	6		*
5162	0516201008	5701780891066	St.Security+Urinpose 30 slange	500 ml	10	6		*
5163	0516301008	5701780891080	St.Security+ Urinpose 50 slange	500 ml	10	6		*
21018	2101801008	5701780891127	St.Security+Urinpose 50 slange	750 ml	10	6		*

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakningsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *