

Datablad (Produktinformationer)**EasiCath****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.com>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn EasiCath

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

3. Produktets bestanddele (Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)**Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.**

Ønskes yderligere information ifr 6 måneder

Indholdsstoffer: PVC (Polyvinyl chloride) Hydrophilic coating
DEHP (di(2-6 måneder Pigments
DBP (Dibutyl phthalate)

3.1 Er der latex i produktet

JA NEJ

3.2 Er der PVC i produktet

JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: DEHP % af PVC: 20

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet

JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat DEHP og DBP

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w?

JA NEJ

Angiv disse stoffer: DEHP

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Paper
PE (Polyethylene)

4.1 Er der latex i emballagen JA NEJ

4.2 Er der PVC i emballagen JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i emballagen JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern " i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Class I - sterile

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 og EMAS Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares ved stuetemperatur

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Afskaffes med almindelig husholdningsaffald.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	Mobious-loopet ISO14021
Transportemballage			X	Mobious-loopet ISO14021

EasiCath

Sortimentsoversigt

Producent	Producent	EAN nr.	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings	Antal forpkn.	Antal kartoner	Steril
varenr. på æske	varenr. faktura	salgsenhed			enhed	pr trsp.karton	pr. palle	
5348	0534801008	5701780489850	EasiCath kateter Nelaton	Ch08	25	12		*
5350	0535001008	5701780489874	EasiCath kateter Nelaton	Ch10	25	12		*
5352	0535201008	5701780489898	EasiCath kateter Nelaton	Ch12	25	12		*
5354	0535401008	5701780489911	EasiCath kateter Nelaton	Ch14	25	12		*
5356	0535601008	5701780489935	EasiCath kateter Nelaton	Ch16	25	12		*
5358	0535801008	5701780489959	EasiCath kateter Nelaton	Ch18	25	12		*
5360	0536001008	5701780490177	EasiCath kateter Nelaton	Ch20	25	12		*
5362	0536201008	5701780490191	EasiCath kateter Nelaton	Ch22	25	12		*
5382	0538201008	5701780490092	EasiCath kateter Tiemann	Ch12	25	12		*
5384	0538401008	5701780490115	EasiCath kateter Tiemann	Ch14	25	12		*
5386	0538601008	5701780490139	EasiCath kateter Tiemann	Ch16	25	12		*
5368	0536801008	5701780489973	EasiCath kateter kvinde	Ch08	25	12		*
5370	0537001008	5701780489997	EasiCath kateter kvinde	Ch10	25	12		*
5372	0537201008	5701780490016	EasiCath kateter kvinde	Ch12	25	12		*
5374	0537401008	5701780490030	EasiCath kateter kvinde	Ch14	25	12		*
5376	0537601008	5701780490054	EasiCath kateter kvinde	Ch16	25	12		*
5086	0508601008	5701780584180	EasiCath kateter Barn 30 cm	Ch06	25	12		*
5088	0508801008	5701780584173	EasiCath kateter Barn 30 cm	Ch08	25	12		*
5090	0509001008	5701780584166	EasiCath kateter Barn 30 cm	Ch10	25	12		*
28316	2831601008	5701780805995	EasiCath Dilatationskat.	Ch16	30	10		*
28318	2831801008	5701780805971	EasiCath Dilatationskat	Ch18	30	10		*

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *