

Datablad (Produktinformationer)**EasiCath Set****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.com>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet2.1 Handelsnavn EasiCath**2.2. Sortimentsoversigt:****Se "Sortiment"****3. Produktets bestanddele** (Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)**Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.**

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer: PVC (Polyvinyl chloride) Hydrophilic coating
DEHP (di(2-ethylhexyl)phthalate) Pigments
DBP (Dibutyl phthalate) Pose: PP (Polypropylene) og PE (Polyethylene)
Ampul 0.9% NaCl (sodium chloride) solution**3.1 Er der latex i produktet**JA NEJ **3.2 Er der PVC i produktet**JA NEJ Hvis PVC, angiv blødgører: DEHP % af PVC: 30%**3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet**JA NEJ Hvis ja, angiv phthalat DEHP og DBP**3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w?

JA NEJ Angiv disse stoffer: DEHP

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Paper
PE (Polyethylene)

4.1 Er der latex i emballagen JA NEJ

4.2 Er der PVC i emballagen JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i emballagen JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern " i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Class I - sterile

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares ved stuetemperatur

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Afskaffes med almindelig husholdningsaffald.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	Mobious-loopet iflg ISO 14021
Transportemballage			X	Mobious-loopet iflg ISO 14021

EasiCathSet

Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
28006	2800601008	5701780590846	EasiCath Set til mænd Ch10	Ch10/700 ml	20	4		*
28007	2800701008	5701780590853	EasiCath Set til mænd Ch12	Ch12/700 ml	20	4		*
28008	2800801008	5701780590860	EasiCath Set til mænd Ch14	Ch14/700 ml	20	4		*
28009	2800901008	5701780590877	EasiCath Set til mænd Ch16	Ch16/700 ml	20	4		*
28028	2802801008	5701780684156	EasiCath Set til mænd Ch14 1200 ml	Ch14/1200 ml	20	4		*
28003	2800301008	5701780590815	EasiCath Set Kvinde Ch12	Ch12/700 ml	20	4		*
28004	2800401008	5701780590822	EasiCath Set Kvinde Ch14	Ch14/700 ml	20	4		*
28013	2801301008	5701780590914	EasiCath Set Barn Ch10	Ch10/700 ml	20	4		*

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *