

Ny generation af kateter til kvinder

Luja™ til kvinder er det første og eneste kompakte kateter med Micro-hole Zone Technology



I modsætning til konventionelle katetre med to kateterøjne har Luja til kvinder mere end 50 mikrohuller.¹ Micro-hole Zone Technology gør det muligt at tømme blæren helt i et frit flow² og derved reducere risikoen for UVI'er³, da Luja er designet til at tømme blæren for urin nedefra.

Studier viser også, at kvindelige kateterbrugere ikke mærker nogen ubehag under kateterisering med Luja⁴.


**Mikro huller.
Makro effekt.**

NYT


1. Min. 50 mikrohuller i Ch10-16. 2. Luja til kvinder sikrede ingen flow stop i 87 % af kateterisationerne & <10 ml residualurin ved første flow stop i 83% af kateterisationerne (RCTs, post-hoc, NCT05841004, n=73, & NCT05814211, n=82). Coloplast Data-on-File, 01/2024. Individuelle forskelle kan forekomme. 3. Defineret i UVI-risikofaktormodel af Kennelly, M., Thiruchelvam, N., Averbek, M.A., Voksen med neurogen nedre urinvejsdysfunktion og intermitterende kateterisering i et lokalsamfund: Risikofaktormodel for urinvejsinfektioner, Adv Urol, 2019; 2:2019:2757862 4. Coloplast Data-on-File, RCTs, NCT05841004, n=73, & NCT05814211, n=82. 01/2024.



Et frit flow
Urinfløvet stopper først, når blæren er fuldstændig tom²



Ingen repositionering²
Gør det muligt ikke at repositionere katetret.*²



Mindre risiko for urinvejsinfektioner (UVI'er)
Designet til at reducere risikoen for UVI'er³ ved at minimere resturin².

*Sammenlignet med konventionelle katetre med to kateterejlene.

Luja™ til kvinder produkt detaljer

Varenummer	Produktnavn	Ch	Effektiv kateterlængde	Antal af mikrohuller	Antal pr. æske
20051	Luja Ch10	Ch10	9 cm	56	30
20052	Luja Ch12	Ch12	9 cm	56	30
20054	Luja Ch14	Ch14	9 cm	56	30
20056	Luja Ch16	Ch16	9 cm	68	30



4. Min. 50 mikrohuller i Ch10-16 5. Sammenlignet med ikke coated kateter 6. Lujas effektive kateterlængde er længere end SpeediCath(R) Compact Female og SpeediCath(R) Compact Eve. Luja Ch10-16 er 9 cm 7. Sammenlignet med SpeediCath(R) Compact Eve.