

## Produktdatablad

### SpeediCath Compact

#### 1. Virksomhedsdata

##### 1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S  
Adresse Holtedam 1  
Land Danmark  
Website: <http://www.coloplast.dk>

##### 1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: \_\_\_\_\_  
Website: <http://www.coloplast.dk>

##### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn SpeediCath Compact

##### 2.2. Sortimentsoversigt:

**Se "Sortiment"** (hvis Excel-fil)

##### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

**"klik her"** (hvis web-baseret)

#### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: Produktet ligger i saltvand med PVP og NMP

##### 3.2. Plast:

Plast-typer: Polyurethane  
Polypropylen

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgørere: \_\_\_\_\_

% af PVC: \_\_\_\_\_

##### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: NMP (Cas# 872-50-4). Produktet er på baggrund af lave koncentrationer af NMP (<0,1%) og eksponeringsscenarier vurderet til at være sikkert.

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  Papir:  Glas:   
Metal:  Latex:  Bomuld:   
Økologisk:

Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: \_\_\_\_\_ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: \_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:  Ja:  Klasse:

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja:  Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej:  Ja:  Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 \_\_\_\_\_ Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) \_\_\_\_\_

#### 9. Anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Ud fra miljømæssige hensyn anbefaler Coloplast nedenstående affaldshåndtering.

Bemærk dog at affaldshåndteringen skal være i overensstemmelse med gældende lokale regler.

| Anbefaling = X     | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse          | Mærke f. genanvend.               |
|--------------------|-------------|--------|------------------------|-----------------------------------|
| Produkt            | X           |        |                        |                                   |
| Enkeltemballage    |             |        | Materialegenanvendelse |                                   |
| Inderemballage     |             |        | Materialegenanvendelse | Ja, Mobious-loopet iflg ISO 14021 |
| Transportemballage |             |        | Materialegenanvendelse | Ja, Mobious-loopet iflg ISO 14021 |



## SpeediCath Compact

### Sortimentsoversigt

| Producent varenr. | Forhandler varenr. | EAN nr. salgsenhed | Beskrivelse             | Størrelse | Forpakkings enhed | Antal forpkn. pr trsp.karton | Antal kartoner pr. palle | Steril * |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------|-------------------|------------------------------|--------------------------|----------|
| 28578             | 28578 01008        | 5708932173209      | SpeediCath Compact Ch8  | 7 cm      | 30                | 10                           |                          | *        |
| 28580             | 28580 01008        | 5701780480215      | SpeediCath Compact Ch10 | 7 cm      | 30                | 10                           |                          | *        |
| 28582             | 28582 01008        | 5701780480239      | SpeediCath Compact Ch12 | 7 cm      | 30                | 10                           |                          | *        |
| 28584             | 28584 01008        | 5701780480253      | SpeediCath Compact Ch14 | 7 cm      | 30                | 10                           |                          | *        |
|                   |                    |                    |                         |           |                   |                              |                          |          |
|                   |                    |                    |                         |           |                   |                              |                          |          |
|                   |                    |                    |                         |           |                   |                              |                          |          |

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*