

## Produktdatablad

### SpeediCath Standard til mænd - Nelaton og Tiemann

#### 1. Virksomhedsdata

##### 1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S  
 Adresse Holteham 1  
 Land Danmark  
 Website: <http://www.coloplast.dk>

##### 1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S  
 Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk  
 Tlf. nr. 49111213  
 Fax nr. 49111212  
 E-mail: \_\_\_\_\_  
 Website: <http://www.coloplast.dk>

##### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn SpeediCath Standard til mænd - Nelaton og Tiemann

##### 2.2. Sortimentsoversigt:

**Se "Sortiment" (hvis Excel-fil)**

##### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

**"klik her" (hvis web-baseret)**

#### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  Papir:  Glas:

Metal:  Latex:  Bomuld:

Økologisk:

Andet: Produktet ligger i saltvand med PEG

##### 3.2. Plast:

Plast-typer: polyurethane PVC:   
 polyamid, polyester og polyethylen i sterilbarrier

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

##### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: NMP (Cas# 872-50-4). Produktet er på baggrund af lave koncentrationer af NMP (<0.02%) og eksponeringsscenarier vurderet til at være sikkert.

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  Papir:  Glas:   
Metal:  Latex:  Bomuld:   
Økologisk:

Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: PE, OPA og Aluminium PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfibre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: \_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:  Ja:  Klasse: **Class I - Sterile**

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja:  Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej:  Ja:  Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) \_\_\_\_\_

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Ud fra miljømæssige hensyn anbefaler Coloplast nedenstående affaldshåndtering.

Bemærk dog at affaldshåndteringen skal være i overensstemmelse med gældende lokale regler.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Materiale <span>genanvendelse</span>	
Inderemballage			Materiale <span>genanvendelse</span>	Ja, Mobious-loopet iflg ISO 14021
Transportemballage			Materiale <span>genanvendelse</span>	Ja, Mobious-loopet iflg ISO 14021

## SpeediCath Standard til mænd - Nelaton og Tiemann

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr.	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril *
		salgsenhed						
27408	2740801008	5708932501682	SpeediCath kateter Nelaton 8	Ch08	30	10		*
27410	2741001008	5708932501705	SpeediCath kateter Nelaton 10	Ch10	30	10		*
27412	2741201008	5708932501729	SpeediCath kateter Nelaton 12	Ch12	30	10		*
27414	2741401008	5708932501743	SpeediCath kateter Nelaton 14	Ch14	30	10		*
27416	2741601008	5708932501767	SpeediCath kateter Nelaton 16	Ch16	30	10		*
27418	2741801008	5708932501781	SpeediCath kateter Nelaton 18	Ch18	30	10		*
27490	2749001008	5708932501804	SpeediCath kateter Tiemann 10	Ch10	30	10		*
27492	2749201008	5708932501828	SpeediCath kateter Tiemann 12	Ch12	30	10		*
27494	2749401008	5708932501842	SpeediCath kateter Tiemann 14	Ch14	30	10		*
27496	2749601008	5708932545877	SpeediCath kateter Tiemann 16	Ch16	30	10		*

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*