

Produktdatablad

SpeediCath

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
 Adresse Holtedam 1
 Land Danmark
 Website: <http://www.coloplast.dk>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Tlf. nr. 49111213
 Fax nr. 49111212
 E-mail: _____
 Website: <http://www.coloplast.dk>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn SpeediCath

2.2. Sortimentsoversigt:

[Se "Sortiment" \(hvis Excel-fil\)](#)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

["klik her" \(hvis web-baseret\)](#)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="text" value="nej"/>	Papir: <input type="text" value="nej"/>	Glas: <input type="text" value="nej"/>
Metal: <input type="text" value="ja, sterilbarrier"/>	Latex: <input type="text" value="nej"/>	Bomuld: <input type="text" value="nej"/>
Andet: polyvinylpyrrolidone		Økologisk: <input type="text"/>

3.2. Plast:

Plast-typer: polyurethane
 polyamid, polyester og polyethylen i sterilbarrier

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

PVC:

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: PE, OPA og Aluminium PVC:

Hvis PVC, angiv blødgørere: _____ % af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: **Class I - Sterile**

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) _____

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Ud fra miljømæssige hensyn anbefaler Coloplast nedenstående affaldshåndtering.

Bemærk dog at affaldshåndteringen skal være i overensstemmelse med gældende lokale regler.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Materiale genanvendelse	
Inderemballage			Materiale genanvendelse	Ja, Mobious-loopet iflg ISO 14021
Transportemballage			Materiale genanvendelse	Ja, Mobious-loopet iflg ISO 14021

SpeediCath

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr.	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril *
		salgsenhed						
27408	2740801008	5708932501682	SpeediCath kateter Nelaton 8	Ch08	30	10		*
27410	2741001008	5708932501705	SpeediCath kateter Nelaton 10	Ch10	30	10		*
27412	2741201008	5708932501729	SpeediCath kateter Nelaton 12	Ch12	30	10		*
27414	2741401008	5708932501743	SpeediCath kateter Nelaton 14	Ch14	30	10		*
27416	2741601008	5708932501767	SpeediCath kateter Nelaton 16	Ch16	30	10		*
27418	2741801008	5708932501781	SpeediCath kateter Nelaton 18	Ch18	30	10		*
27490	2749001008	5708932501804	SpeediCath kateter Tiemann 10	Ch10	30	10		*
27492	2749201008	5708932501828	SpeediCath kateter Tiemann 12	Ch12	30	10		*
27494	2749401008	5708932501842	SpeediCath kateter Tiemann 14	Ch14	30	10		*
27496	2749601008	5708932545877	SpeediCath kateter Tiemann 16	Ch16	30	10		*
27508	2750801008	5708932501866	SpeediCath kateter Kvinde 8	Ch08	30	10		*
27510	2751001008	5708932501880	SpeediCath kateter Kvinde 10	Ch10	30	10		*
27512	2751201008	5708932501903	SpeediCath kateter Kvinde 12	Ch12	30	10		*
27514	2751401008	5708932501927	SpeediCath kateter Kvinde 14	Ch14	30	10		*
27516	2451601008	5708932501941	SpeediCath kateter Kvinde 16	Ch16	30	10		*
27706	2770601008	5708932502023	SpeediCath Kateter Barn 6	Ch06	30	10		*
27708	2770801008	5708932502047	SpeediCath kateter Barn 8	Ch08	30	10		*
27710	2771001008	5708932502061	SpeediCath kateter Barn 10	Ch10	30	10		*
27608	2760801008	5708932501965	SpeediCath kateter 30cm Ch8	Ch08	30	10		*
27610	2761001008	5708932501989	SpeediCath kateter 30cm Ch10	Ch10	30	10		*
27612	2761201008	5708932502009	SpeediCath kateter 30cm Ch12	Ch12	30	10		*

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *