

Elektronisk datablad (Produktdatablad)

Biatain Ag Skumbandage

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Land Danmark
 Website: www.coloplast.dk

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Tlf. nr. 49111213
 Fax nr. 49111212
 E-mail: dkmail@coloplast.com
 Website: www.coloplast.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Biatain Ag Skumbandage - med/uden klæber

2.2. Sortimentsoversigt:

[Se "Sortiment" \(hvis Excel-fil\)](#)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

[Klik her \(webbaseret\)](#)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="text" value="Nej"/>	Papir: <input type="text" value="Nej"/>	Glas: <input type="text" value="Nej"/>
Metal: <input type="text" value="Ja"/>	Latex: <input type="text" value="Nej"/>	Bomuld: <input type="text" value="Nej"/>
Andet: Sølv kompleks (< 1 %)		Økologisk: <input type="text" value="Nej"/>

3.2. Plast:

Plast-typer: Polyurethan skum
 Enkeltemballagen indeholder endvidere: Aluminium, PET, PE

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: Sølv

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: JaPapir: NejGlas: NejMetal: NejLatex: NejBomuld: NejØkologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC: Nej

Hvis PVC, angiv blødgørere:

% af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:Tungmetal: Nej

Typer: _____

Klorbleget materiale: Nej

Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfibre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning5.1. CE-mærke: Nej: Ja: xKlasse: III (Sterilt)**6. Miljøoplysninger**

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja: Nej: x

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej: xJa:

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 _____

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

3 år efter produktionsdato**8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**

(Angiv anbefalinger)

Opbevares ved max 30°C _____

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. Nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedrørende affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Materiale genanvendelse	
Inderemballage			Materiale genanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021
Transportemballage			Materiale genanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021

Biatain Ag Skumbandage

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
3510501008		5708932326377	Biatain Ag ikke klæbende skumbandage	5 x 7 cm	æske á 5	32		*
3962202008		5708932306812	Biatain Ag ikke klæbende skumbandage	10 x 10 cm	æske á 5	48		*
3962301008		5708932307147	Biatain Ag ikke klæbende skumbandage	10 x 20 cm	æske á 5	16		*
3962502008		5708932307185	Biatain Ag ikke klæbende skumbandage	15 x 15 cm	æske á 5	16		*
3962601008		5708932307208	Biatain Ag ikke klæbende skumbandage	20 x 20 cm	æske á 5	16		*
3963101008		5708932369671	Biatain Ag klæbende skumbandage	7,5 x 7,5 cm	æske á 5	32		*
3963202008		5708932369633	Biatain Ag klæbende skumbandage	12,5 x 12, 5 cm	æske á 5	24		*
3963501008		5708932369657	Biatain Ag klæbende skumbandage	18 x 18 cm	æske á 5	16		*
3964101008		5708932307512	Biatain Ag Sakral	23 x 23 cm	æske á 5	16		*
3964301008		5708932307550	Biatain Ag Hælbandage	19 x 20 cm	æske á 5	16		*
3962801008		5708932307376	Biatain Ag Filler	5 x 8 cm	æske á 5	32		*

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *