

X-Flow®

Dufour hæmaturikateter – 100% Silikone



**AB6R++ Dufour, Hæmaturikateter, 3-vejs, kort spids,
100 % silikone, ballon 50 ml****Producent**

COLOPLAST A/S

DistributørCOLOPLAST DANMARK A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
www.coloplast.dk**CE class**

IIa (Rule 5)

SterilisationSteril anvendelse Ethylenoxid (EO)
Engangsbrug**Indikation**Drænage af vesikal urin.
Irrigation/injektion og drænage efter operation.
Efter prostata operation: hæmostase af
prostataområdet.
Kateteret skal ikke ligge i patienten i mere end 14
dage.**Kontraindikation**Generelle, kendte allergiske reaktioner mod
produktets materialer.**Referencer**

CH / FR	Ring farve	Order referencer
18	Rød	AB6R18
20	Gul	AB6R20
22	Violet	AB6R22
24	Blå	AB6R24

BeskrivelseLængde: 42 cm
Spids: Dufour buet, kort spids, whistle
Proximal ende: tragt, ring og farvet ventil
Kanaler: 3 (drænage, irrigation, inflation)
Øjne: 2 små og 1 stort (whistle spids)
Ballon (ml): 50**Materiale:** Silikone**Indeholder latex:** Nej**Holdbarhed**

5 år

Forpakning**Stk.** 1 kateter i en pakke
Box 5 stk. i en boks
(mm) 90x40x550