

**Elektronisk datablad (Produktdatablad)****Biatain Silicone Skumbandage****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**

Navn Coloplast A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Land Danmark
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Tlf. nr. 49111213
 Fax nr. 49111212
 E-mail: dkmail@coloplast.com
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Biatain Silicone Skumbandage

2.2. Sortimentsoversigt:**2.3. Yderligere oplysninger om produktet****3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: Polyurethane skum, Silicone klæber, Styrene-isoprene-styrene baseret klæber, Cellulose fibers, Sodium polyacrylate, Polyethylene

3.2. Plast:

Plast-typer: Polyurethane Skum

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: PET, PE

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfibre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja:

Klasse: IIb

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja:

Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej:

Ja:

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

Opbevares ved max. 25 grader og ikke i direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Materialegenanvendelse	
Inderemballage			Materialegenanvendelse	Ja, Mobious-loopet iflg. ISO14021
Transportemballage			Materialegenanvendelse	Ja, Mobious-loopet iflg. ISO14022



Rettelse 31.05.2013
Tilføjelse 01.12.2016
Ændring 07.11.2017

Biatain Silicone Skumbandage

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpagn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
33434	3343431008	5708932530880	Biatain Silicone Skumbandage	7,5 x 7,5cm	æske á 10 stk	32		*
33435	3343531008	5708932530910	Biatain Silicone Skumbandage	10 x 10cm	æske á 10 stk	24		*
33436	3343631008	5708932530941	Biatain Silicone Skumbandage	12,5 x 12,5cm	æske á 10 stk	24		*
33437	3343731008	5708932530972	Biatain Silicone Skumbandage	15 x 15cm	æske á 5 stk	24		*
33438	3343831008	5708932531009	Biatain Silicone Skumbandage	17,5 x 17,5cm	æske á 5 stk	16		*
33400	3340001008	5708932610988	Biatain Silicone Skumbandage	10 x 20cm	æske á 5 stk	40		*
33401	3340101008	5708932611015	Biatain Silicone Skumbandage	10 x 30cm	æske á 5 stk	20		*
33406	3340601008	5708932644952	Biatain Silicone Skumbandage	18 x 18cm	æske á 5 stk	8		*
33404	3340401008	5708932645010	Biatain Silicone Skumbandage	15 x 19cm	æske á 5 stk	16		*
33405	3340501008	5708932627283	Biatain Silicone Skumbandage	25 x 25cm	æske á 5 stk	15		*
33408	3340801008	5708932644983	Biatain Silicone Skumbandage	14 x 19,5cm	æske á 5 stk	16		*

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *