

Elektronisk produktdatablad**Biatain Silicone Ag****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.com>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet2.1 Handelsnavn Biatain Silicone Ag**2.2. Sortimentsoversigt:**

| | |
|----------------|--|
| Se "Sortiment" | |
|----------------|--|

3. Produktets bestanddele (Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)**Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.**

Ønskes yderligere information ifm. eventuelle allergier - kan Kundeservice kontaktes - se info ovenfor.

Indholdsstoffer: PU (Polyurethane) Sølv kompleks
Silikone klæber
PP (Polypropylene)**3.1 Er der latex i produktet**JA NEJ **3.2 Er der PVC i produktet**JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktetJA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w?

JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter eksklusiv enkeltemballage/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Coated papir _____
PET/EVA folie _____

4.1 Er der latex i emballagen JA NEJ

4.2 Er der PVC i emballagen JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i emballagen JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: III

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 _____ Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Skal opbevares horisontalt og ved stuetemperatur. Undgå direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: _____

| Anbefaling = X | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse | Mærke f. genanvend. |
|--------------------|-------------|--------|---------------|-----------------------------------|
| Produkt | X | | | |
| Enkeltemballage | | | X | |
| Inderemballage | | | X | Ja, Mobious-loopet iflg. ISO14021 |
| Transportemballage | | | X | Ja, Mobious-loopet iflg. ISO14021 |

Biatain Silicone Ag

Sortimentsoversigt

| Varenr. på æske | Varenr. på faktura | EAN nr. salgsenhed | Beskrivelse | Størrelse | Antal stk i æske | Antal æsker pr. trsp.karton | Antal karton pr. palle | Steril |
|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------------|--------|
| 39636 | 3963631008 | 5708932606431 | Biatain Silicone Ag | 7,5 x 7,5 cm | 5 | 32 | | * |
| 39637 | 3963731008 | 5708932537957 | Biatain Silicone Ag | 10 x 10 cm | 5 | 48 | | * |
| 39638 | 3963831008 | 5708932537971 | Biatain Silicone Ag | 12,5 x 12,5 cm | 5 | 48 | | * |
| 39639 | 3963931008 | 5708932583886 | Biatain Silicone Ag | 15 x 15 cm | 5 | 24 | | * |
| 39640 | 3964031008 | 5708932583893 | Biatain Silicone Ag | 17,5 x 17,5 cm | 5 | 16 | | * |
| 39644 | 3964401008 | 5708932671675 | Biatain Silicone Ag | 10 x 20 cm | 5 | 40 | | * |
| 39645 | 3964501008 | 5708932671705 | Biatain Silicone Ag | 10 x 30 cm | 5 | 20 | | * |
| 39650 | 3965001008 | 5708932671736 | Biatain Silicone Ag Sakral | 15 x 19 cm | 5 | 16 | | * |
| 39651 | 3965101008 | 5708932671767 | Biatain Silicone Ag Sakral | 25 x 25 cm | 5 | 18 | | * |
| 39652 | 3965201008 | 5708932671798 | Biatain Silicone Ag Hæl | 18 x 18 cm | 5 | 8 | | * |

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Sterile produkter angives ved *