

Elektronisk produktdatablad**Biatain Silicone Non-Border****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.com>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet2.1 Handelsnavn Biatain Silicone Non-Border**2.2. Sortimentsoversigt:**

Se "Sortiment"	
----------------	--

3. Produktets bestanddele (Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)**Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.**

Ønskes yderligere information ifm. eventuelle allergier - kan Kundeservice kontaktes - se info ovenfor.

Indholdsstoffer: PU (Polyurethane) Pigmenter
Silikone klæber
PP (Polypropylene)3.1 Er der latex i produktet JA NEJ 3.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter eksklusiv enkeltemballage/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Coated papir _____
PET/EVA film _____

4.1 Er der latex i emballagen JA NEJ

4.2 Er der PVC i emballagen JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i emballagen JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: IIb

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 _____ Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Må ikke udsættes for sollys _____

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: _____

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	Ja, Mobious-loopet iflg. ISO14021
Transportemballage			X	Ja, Mobious-loopet iflg. ISO14021

Biatain Silicone Non-Border

Sortimentsoversigt

Varenr. på æske	Varenr. på faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Antal stk i æske	Antal æsker pr. trsp.karton	Antal karton pr. palle	Steril
39020	3902011008	5701780247085	Biatain Silicone Non-Border	5 x 7,5 cm	10	30		*
39021	3902111008	5701780247078	Biatain Silicone Non-Border	7,5 x 7,5 cm	10	30		*
39022	3902211008	5701780246996	Biatain Silicone Non-Border	10 x 10 cm	10	12		*
39023	3902311008	5701780247009	Biatain Silicone Non-Border	12,5 x 12,5 cm	10	12		*
39024	3902421008	5701780247023	Biatain Silicone Non-Border	10 x 20 cm	5	20		*
39025	3902521008	5701780246989	Biatain Silicone Non-Border	15 x 15 cm	5	16		*
39026	3902621008	5701780246972	Biatain Silicone Non-Border	20 x 20 cm	5	16		*

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Sterile produkter angives ved *