

Elektronisk produktdatablad

Biatain Silicone

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.com>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Biatain Silicone

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

3. Produktets bestanddele (Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Ønskes yderligere information ifm. eventuelle allergier - kan Kundeservice kontaktes - se info ovenfor.

Indholdsstoffer:	<u>PU (Polyurethane)</u>	<u>PP (Polypropylene)</u>
	<u>Super absorber</u>	_____
	<u>Silikone klæber</u>	_____

3.1 Er der latex i produktet

JA NEJ

3.2 Er der PVC i produktet

JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet

JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w?

JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter eksklusiv enkeltemballage/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Coated papir, PET/EVA folie

4.1 Er der latex i emballagen JA NEJ

4.2 Er der PVC i emballagen JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i emballagen JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: IIb

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares ved max. 25 grader og ikke i direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: _____

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	Ja, Mobious-loopet iflg. ISO14021
Transportemballage			X	Ja, Mobious-loopet iflg. ISO14021

Biatain Silicone

Sortimentsoversigt

Varenr. på æske	Varenr. på faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Antal stk i æske	Antal æsker pr. trsp.karton	Antal karton pr. palle	Steril
33434	3343431008	5708932530880	Biatain Silicone	7,5 x 7,5 cm	10	32		*
33435	3343531008	5708932530910	Biatain Silicone	10 x 10 cm	10	24		*
33436	3343631008	5708932530941	Biatain Silicone	12,5 x 12,5 cm	10	24		*
33437	3343731008	5708932530972	Biatain Silicone	15 x 15 cm	5	24		*
33438	3343831008	5708932531009	Biatain Silicone	17,5 x 17,5 cm	5	16		*
33400	3340001008	5708932610995	Biatain Silicone	10 x 20 cm	5	40		*
33401	3340101008	5708932611022	Biatain Silicone	10 x 30 cm	5	20		*
33406	3340601008	5708932644969	Biatain Silicone Hæl	18 x 18 cm	5	8		*
33404	3340401008	5708932645010	Biatain Silicone Sakral	15 x 19 cm	5	16		*
33405	3340501008	5708932627283	Biatain Silicone Sakral	25 x 25 cm	5	18		*
33408	3340801008	5708932644983	Biatain Silicone Multishape	14 x 19,5 cm	5	16		*

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Sterile produkter angives ved *