

Elektronisk produktdatablad**Biatain Super, klæbende****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.com>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet2.1 Handelsnavn Biatain Super med klæber**2.2. Sortimentsoversigt:**

| | |
|----------------|--|
| Se "Sortiment" | |
|----------------|--|

3. Produktets bestanddele (Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)**Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.**

Ønskes yderligere information ifm. eventuelle allergier - kan Kundeservice kontaktes - se info ovenfor.

Indholdsstoffer: PU (Polyurethane) Silikoniseret PET folie
Hydrocapillary lag Klæber
PE (Polyethylene) _____**3.1 Er der latex i produktet**JA NEJ **3.2 Er der PVC i produktet**JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktetJA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w?

JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter eksklusiv enkeltemballage/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: PET/PE film _____

4.1 Er der latex i emballagen JA NEJ

4.2 Er der PVC i emballagen JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i emballagen JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: IIb

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 _____ Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares ved stuetemperatur

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: _____

| Anbefaling = X | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse | Mærke f. genanvend. |
|--------------------|-------------|--------|--------------------------|----------------------------------|
| Produkt | X | | | |
| Enkeltemballage | | | Ja - emballagematerialet | |
| Inderemballage | | | Ja - emballagematerialet | Ja, Mobious-loopet enl. ISO14021 |
| Transportemballage | | | Ja - emballagematerialet | Ja, Mobious-loopet enl. ISO14021 |

Biatain Super, klæbende

Sortimentsoversigt

| Varenr. på æske | Varenr. på faktura | EAN nr. salgsenhed | Beskrivelse | Størrelse | Antal stk i æske | Antal æsker pr. trsp.karton | Antal karton pr. palle | Steril |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------------|--------|
| 4610 | 461001008 | 5701780829786 | Biatain Super, klæbende | 10 x 10 cm | 10 | 32 | | * |
| 4612 | 461201008 | 5701780829809 | Biatain Super, klæbende | 12,5 x 12,5 cm | 10 | 24 | | * |
| 4615 | 461501008 | 5701780829823 | Biatain Super, klæbende | 15 x 15 cm | 10 | 12 | | * |
| 4620 | 462001008 | 5701780887274 | Biatain Super, klæbende | 20 x 20 cm | 10 | 8 | | * |
| 4625 | 462501008 | 5701780988032 | Biatain Super, klæbende | 12 x 20 cm | 10 | 16 | | * |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Sterile produkter angives ved *