

Biatain[®] Silicone Lite

– optimal absorption med let klæb for større fleksibilitet

Biatain[®] Silicone Lite




Biatain Silicone Lite er en tynd og ultra formbar skumbandage med silikoneklæb på skum og border

- Unik 3D skumstruktur for optimal absorption
- Sikker og blød pasform
- Optimal ekssudathåndtering¹
- 3-delt non-touch påsætning



Anvendelse

Biatain Silicone Lite anvendes til en lang række væskende kroniske og akutte sår, herunder bensår, tryksår, donorsteder, postoperative sår og hudafskrabninger. Biatain Silicone Lite er velegnet til lavt væskende sår og kan bruges sammen kompressionsbehandling.



Biatain® Silicone Lite

– optimal absorption med let klæb for større fleksibilitet

Egenskaber

- Unik Biatain skum struktur
- Sidder fast
- Optimal eksudathåndtering¹
- Ultra tynd, blød og formbar
- Non-touch åbning




Fordele

- Former sig efter sårbunden og kroppen
- Større fleksibilitet
- Minimal maceration og lækage
- Aseptisk påsætning og nem påsætning reducerer spild af bandager


Optimal absorption for hurtigere sårheling

Ny og forbedret Biatain Silicone Lite

- Biatain Silicone Lite har et let klæbende silikonekontaktlag på skumpuden og borderen, så den sidder godt fast og holdes på plads samtidig med, at den kan fjernes uden at det gør ondt
- Det er en tynd og ultra formbar bandage
- Biatain Silicone Lite har en 3-delt non-touch åbning for sikker og nem påsætning



Unik 3D struktur



Biatain Silicone Lite produktoversigt

Varenummer	Størrelse i cm	Pudestørrelse	Antal i æske
33444	7,5 x 7,5	4,5 x 4,5	10
33445	10 x 10	6,5 x 6,5	10
33446	12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	10
33452	5 x 5	2,2 x 2,2	5
33453	5 x 12,5	2,2 x 9,7	5

Ref. 1. Coloplast data on file 2013

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care

Coloplast Danmark A/S, Høltedam 1, 3050 Humlebæk, WC0065

www.coloplast.dk Coloplast logo er et registreret varemærke ejet af Coloplast A/S. © 2016-11. Alle rettigheder forbeholdes af Coloplast A/S

