

Elektronisk datablad (Produktdatablad)

Comfeel Plus Transparent

1. Virksomhedsdata
1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Land Danmark
 Website: www.coloplast.dk

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Tlf. nr. 49111213
 Fax nr. 49111212
 E-mail: dkmail@coloplast.com
 Website: www.coloplast.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Comfeel Plus Transparent

2.2. Sortimentsoversigt:

[Se "Sortiment" \(hvis Excel-fil\)](#)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

["klik her" \(hvis web-baseret\)](#)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="text" value="Nej"/>	Papir: <input type="text" value="Nej"/>	Glas: <input type="text" value="Nej"/>
Metal: <input type="text" value="Nej"/>	Latex: <input type="text" value="Nej"/>	Bomuld: <input type="text" value="Nej"/>
		Økologisk: <input type="text" value="Nej"/>
Andet: <u>100% hydrogenated petroleum resin, Sodium CMC, Elastomer, Dioctyladipate</u>		

3.2. Plast:

Plast-typer: Polyurethan, Polyester PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir:
Metal: Latex: Glas:
Økologisk:
Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer: 30-45% returfibre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: II b

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares ved stuetemperatur

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedrørende affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Ja - emballagematerial	
Inderemballage			Ja - emballagematerial	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021
Transportemballage			Ja - emballagematerial	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021

Comfeel Plus Transparent

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
3353001008		5708932012256	Comfeel Plus Transparent sårbandage	5 x 7 cm	10	320		*
3353301008		5708932012263	Comfeel Plus Transparent sårbandage	10 x 10 cm	10	240		*
3353601008		5708932012270	Comfeel Plus Transparent sårbandage	9 x 14 cm	10	200		*
3354201008		5708932012287	Comfeel Plus Transparent sårbandage	15 x 20 cm	5	120		*
3354801008		5708932012294	Comfeel Plus Transparent sårbandage	5 x 25 cm	5	140		*

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgesedel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *

|