

**AA71++ FOLYSIL® LT lige Langstids-kateter, mand
silikone****Producent**

COLOPLAST A/S

DistributørCOLOPLAST DANMARK A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
www.coloplast.dk**CE class**

IIb (Rule 5)

SterilisationSteril
Engangsbrug
Ethylene Oxide (EO)**Indikation**Uretral og suprapubisk kateterisering.
Foleysil silikone kateter skal ikke ligge i patienten
i mere end 12 uger.**Kontraindikation**De samme som ved uretral og suprapubisk
kateterisering. Generelle, kendte allergiske
reaktioner mod produktets materialer eller
sterilisationsmaterialer (især ethylenoxid og
derivater).*Brugervejledning: SH2082***Referencer**

CH / FR	Ring farve	Ballon ml	Længde cm	Order referencer
12	Hvid	10 ml	41,6	AA7112
14	Grøn	10 ml	41,7	AA7114
16	Orange	10 ml	41,9	AA7116
18	Rød	10 ml	42	AA7118
20	Gul	10 ml	42,2	AA7120
22	Lilla	10 ml	42,3	AA7122

BeskrivelseLængdetolerance: L +0/-20
Ballon størrelse: 10 ml
Distal spids: Lige, rund
Proximal ende: Tragt, ring og farvet ventil
Kanaler: 2 (drænage og inflation)
Øjne: 2 modsatrettede
Røngtenfast linie**Materiale:**100% silikone

Indeholder ikke latex**Holdbarhed**

5 år

Forpakning**Stk** 1 kateter i en pakning
Box 5 stk. i en boks
(mm) 90x40x550