

Produktdatablad

Assura 1-dels ileostomiposer

Produkt nr: 2400, 2440, 2490, 2520

07-okt-08

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

 Navn Coloplast A/S
 Adresse Holtedam 1
 Land Danmark
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

 Navn Coloplast Danmark A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Tlf. nr. 49111213
 Fax nr. 49111212
 E-mail: dkmail@coloplast.com
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

 Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

 2.1 Handelsnavn Assura 1-dels ileostomiposer

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"	
----------------	--

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

--	--

3. Produktets bestanddele

 (Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/> nej	Papir: <input type="checkbox"/> nej	Glas: <input type="checkbox"/> nej
Metal: <input type="checkbox"/> ja (stål i klemme)	Latex: <input type="checkbox"/> nej	Bomuld: <input type="checkbox"/> nej
Andet: Pektin, gelatine, CMC, HEC, PIB, butylgummi, SIS, harpax, Zinkoxid Polyolefin skum		Økologisk: <input type="checkbox"/>

3.2. Plast:

Plast-typer: PVdC PE EVA PET PVC: <input type="checkbox"/> nej
CPE PP(siliconiseret)
Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

 Tungmetal: nej Typer: _____

 Klorbleget materiale: nej Genbrugsmaterialer: nej

 Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : nej

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: PE (blå poser) PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfbre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001/OHSAS 18001 Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring med max. 25 grader

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage				
Inderemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO
Transportemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO



Assura 1-dels ileostomiposer

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
2400		5701780484572	Asura Mini åben hudfarvet	10-55 mm	30	480		
2440		5701780484633	Asura Midi åben hudfarvet	10-55 mm	30	480		
2490		5701780484992	Asura Maxi åben transparent	10-70 mm	30	480		
2520		5701780485050	Asura Maxi åben hudfarvet	10-70 mm	30	480		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *