



Assura 1-dels lukket

17-okt-08

Coloplast A/S
 Holtedam 1
 Danmark
<http://www.coloplast.dk/>

Coloplast Danmark A/S
 Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 49111213
 49111212
dkmail@coloplast.com
<http://www.coloplast.dk/>

ISO 9001, ISO 13485

Assura 1-dels lukket

Se "Sortiment"

Pap: Nej Papir: Glas: Nej
 Metal: Ja Latex: Bomuld: Nej
 Økologisk:

Andet: Soyabønneolie, silikonebelagt film, klæber, aktivt kul, titanium dioxid

CPE, EVA, PVdC, EVA-PE, PE PVC: Nej
 % af PVC: _____

Nej Typer: _____

Nej Nej

Nej

Pap: Ja Papir: Glas: Nej

Metal: Nej Latex: Bomuld: Nej

Økologisk:

Andet: _____

PVC: Nej

% af PVC: _____

Nej

Typer: _____

Nej

Genbrugsm Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfibre

Nej:

Ja: _____

Klasse: I

Ja:

Nej:

Nej: Mærke: _____

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

ISO14001 _____

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisati Min. 3 år v. Levering

Opbevares ved max. 25 grader og ikke i direkte sollys

	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
	X			
			Materialegenanvendelse	
			Materialegenanvendelse	Ja, Mobious-loopet iflg. ISO14021
			Materialegenanvendelse	Ja, Mobious-loopet iflg. ISO14022



Assura 1-dels lukket

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
2461		5701780484770	Assura Midi lukket hudf. 20-55		30	480		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *