

Produktdatablad

Assura 2-dels kolostomiposer og Minicap

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
 Adresse Holteham 1
 Land Danmark
 Website: www.coloplast.dk

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
 Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk
 Tlf. nr. 49111213
 Fax nr. 49111212
 E-mail: dkmail@coloplast.com
 Website: www.coloplast.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Assura 2-dels kolostomiposer

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment" (hvis Excel-fil)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

["klik her" \(web-baseret\)](#)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: nej

Papir: nej

Glas: nej

Metal: nej

Latex: nej

Bomuld: nej

Andet: aktivt kul, epoxyderet soyabønneolie, viskose, polyolefin polyacrylat

Økologisk:

3.2. Plast:

Plast-typer:

EVA	CPE	PET	PVdC
PE	ABS	PA	

 PVC: nej

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: nej

Typer: _____

Klorbleget materiale: nej

Genbrugsmaterialer: nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Nej

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas: Metal: Latex: Bomuld: Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:Plast-typer: PEPVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfibreAngiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: **5. CE-mærkning**5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: I**6. Miljøoplysninger**

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej: Ja:

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 grader.**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog påmærksom på lokale regler vedrørende affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Materialgenanvendelse	
Inderemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021
Transportemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021



Assura 2-dels kolostomiposer

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
1651		5708932261104	Assura Hudfarvet 40 mm	MINI	30	16		
1652		5708932261128	Assura Hudfarvet 50 mm	MINI	30	16		
1671		5708932261142	Assura Hudfarvet 40 mm	MIDI	30	16		
1672		5708932261166	Assura Hudfarvet 50 mm	MIDI	30	16		
1673		5708932261180	Assura Hudfarvet 60 mm	MIDI	30	16		
1681		5708932261265	Assura Hudfarvet 40 mm	MAXI	30	16		
1682		5708932261289	Assura Hudfarvet 50 mm	MAXI	30	16		
1683		5708932261302	Assura Hudfarvet 60 mm	MAXI	30	16		
1676		5708932261203	Assura Transparent 40 mm	MIDI	30	16		
1677		5708932261227	Assura Transparent 50 mm	MIDI	30	16		
1678		5708932261241	Assura Transparent 60 mm	MIDI	30	16		
1686		5708932261326	Assura Transparent 40 mm	MAXI	30	16		
1687		5708932261340	Assura Transparent 50 mm	MAXI	30	16		
1688		5708932261364	Assura Transparent 60 mm	MAXI	30	16		
1741		5708932261388	Assura Mini Cap hudf. 40 mm	Mini Cap	30	10		
1742		5708932261401	Assura Mini Cap hudf. 50 mm	Mini Cap	30	10		
1743		5708932261425	Assura Mini Cap hudf. 60 mm	Mini Cap	30	12		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakningsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.
Sterile produkter angives ved *