

## Produktdatablad

### Assura 2-dels Urostomi Mikroposer

#### 1. Virksomhedsdata

##### 1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S  
 Adresse Holtedam 1  
 Land Danmark  
 Website: <http://www.coloplast.dk>

##### 1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S  
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk  
 Tlf. nr. 49111213  
 Fax nr. 49111212  
 E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
 Website: [www.coloplast.dk](http://www.coloplast.dk)

##### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn Assura 2-dels Urostomi Mikroposer

##### 2.2. Sortimentsoversigt:

[Se "Sortiment" \(hvis Excel-fil\)](#)

\_\_\_\_\_

##### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

["klik her" \(web-baseret\)](#)

\_\_\_\_\_

#### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  nej

Papir:  nej

Glas:  nej

Metal:  nej

Latex:  nej

Bomuld:  nej

Økologisk:

Andet: pigment white 6, epoxyderet sojabønneolie

##### 3.2. Plast:

Plast-typer: PVDC, EVA, CPE, ABS, PET, PE, SEBS,  
EVA/PE-copolymer, PP

PVC:  ja

Hvis PVC, angiv blødgører: DEHP

% af PVC: 30

##### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  nej

Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  nej

Genbrugsmaterialer:  nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :  ja

Angiv stoffer: DEHP

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  Papir:  Glas:   
Metal:  Latex:  Bomuld:   
Økologisk:

Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer:  PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer:

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:  Ja:  Klasse:

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja:  Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej:  Ja:  Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent:  Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 grader. \_\_\_\_\_

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedrørende affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Materialgenanvendelse	
Inderemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021
Transportemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021



## Assura 2-dels Urostomi Mikroposer

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
14204		5701780983815	Assura mikropose 40mm ring	Mikro	30	12		
14205		5701780983839	Assura mikropose 50mm ring	Mikro	30	12		
14206		5701780983853	Assura mikropose 60mm ring	Mikro	30	12		

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*