

## Datablad (Produktinformationer)

### Assura 2-dels urostomi flerkammerpose

#### 1. Virksomhedsdata

##### 1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S  
Adresse Holtedam 1  
Land Danmark  
Website: <http://www.coloplast.dk/>

##### 1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
Website: <http://www.coloplast.dk/>

##### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn Assura 2-dels urotomi flerkammerpose

##### 2.2. Sortimentsoversigt:

**Se "Sortiment"**

#### 3. Produktets bestanddele (Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: EVA/PVdC multilayer foil PET (Polyester)  
PE (Polyethylene) Pigments  
(Polypropylene) \_\_\_\_\_

##### 3.1 Er der latex i produktet

JA  NEJ

##### 3.2 Er der PVC i produktet

JA  NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

##### 3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet

JA  NEJ

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

##### 3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern " i en koncentration > 0,1 % w/w?

JA  NEJ

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**4. Emballagens bestanddele** (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: PET (polyester)4.1 Er der latex i emballagen JA  NEJ 4.2 Er der PVC i emballagen JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

4.3 Er der klassificerede Phthalater i emballagen JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**5. CE-mærkning**5.1. CE-mærke: JA  NEJ  Klasse: Class I non sterile**6. Miljøoplysninger**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA  NEJ 6.2. Er produktet miljømærket? JA  NEJ 

Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: \_\_\_\_\_**7. Holdbarhed**Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: **8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevar ved max. 25 grader**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald  
Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage				
Inderemballage			Materialegenanvendelse	Ja, mobious-loopen ISO 14002
Transportemballage			Materialegenanvendelse	Ja, mobious-loopen ISO 14003

## Assura 2-dels urostomi flerkammerpose

### Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
14214	1421401008	5701780983716	Assura urostomi flerkammerpose Hvid 40mm	MIDI	30	12		
14215	1421501008	5701780983730	Assura urostomi flerkammerpose Hvid 50mm	MIDI	30	12		
14216	1421601008	5701780987554	Assura urostomi flerkammerpose Hvid 60mm	MIDI	30	12		
14224	1422401008	5701780983754	Assura urostomi flerkammerpose Hvid 40mm	MAXI	30	12		
14225	1422501008	5701780983778	Assura urostomi flerkammerpose Hvid 50mm	MAXI	30	12		
14226	1422601008	5701780983792	Assura urostomi flerkammerpose Hvid 60mm	MAXI	30	12		
14217	1421701008	5701780983594	Assura uro flerkammerpose Transparent 40mm	MIDI	30	12		
14218	1421801008	5701780983617	Assura uro flerkammerpose Transparent 50mm	MIDI	30	12		
14227	1422701008	5701780983655	Assura uro flerkammerpose Transparent 40mm	MAXI	30	12		
14228	1422801008	5701780983679	Assura uro flerkammerpose Transparent 50mm	MAXI	30	12		
14229	1422901008	5701780983693	Assura uro flerkammerpose Transparent 60mm	MAXI	30	12		

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*