

Produktdatablad

Assura Børn 1-dels urostomiposer

mar-06

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

 Navn Coloplast A/S
 Adresse Holtedam 1
 Land Danmark
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

 Navn Coloplast Danmark A/S
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
 Tlf. nr. 49111213
 Fax nr. 49111212
 E-mail: dkmail@coloplast.com
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

 Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

 2.1 Handelsnavn Assura Børn 1-dels urostomiposer

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"	
----------------	--

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

--	--

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/> nej	Papir: <input type="checkbox"/> nej	Glas: <input type="checkbox"/> nej
Metal: <input type="checkbox"/> nej	Latex: <input type="checkbox"/> nej	Bomuld: <input type="checkbox"/> nej
Andet: Pektin, gelatine, CMC, HEC, PIB, butylgummi, SIS, harpix, Zinkoxid		Økologisk: <input type="checkbox"/>

3.2. Plast:

Plast-typer: PVdC SEBS	PE PP(siliconiseret)	EVA PET	PVC: <input type="checkbox"/> ja
Hvis PVC, angiv blødgører: DEHP			% af PVC: <u>30</u>

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

 Tungmetal: nej Typer: _____

 Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

 Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : ja

 Angiv stoffer: DEHP

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: PE PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfibre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001/OHSAS18001 Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring med max. 25 grader

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage				
Inderemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 141
Transportemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 141



Assura Børn 1-dels urostomiposer

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
8009		5701780820912	Assura Børnepose (10-35 mm)		20	160		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *