

Datablad (Produktinformationer)

Assura Plus 2-dels ileostomiposer med Hide-away udløb

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
Adresse Holteham 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Assura Plus 2-dels ileostomipoer med Hide-away udløb

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

| | | |
|------------------|------------------------------------|-----------------|
| Indholdsstoffer: | <u>PE/EVA/PVdC multilayer foil</u> | <u>Pigments</u> |
| | <u>PP (Polypropylene)</u> | _____ |
| | <u>PE (Polyethylene)</u> | _____ |
| | <u>EVA (Ethylenevinylacetate)</u> | _____ |
| | <u>Filter</u> | _____ |

3.1 Er der latex i produktet

JA NEJ

3.2 Er der PVC i produktet

JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet

JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w?

JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard _____
_____4.1 Er der latex i produktet JA NEJ 4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: **Class I non sterile****6. Miljøoplysninger**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ 6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 _____ Forhandler: _____**7. Holdbarhed**Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: **8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 grader.
_____**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

| Anbefaling = X | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse | Mærke f. genanvend |
|--------------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| Produkt | X | | | |
| Enkeltemballage | | | Matrialegenanvendelse | |
| Inderemballage | | | Matrialegenanvendelse | Mobious-loopet ISO 14021 |
| Transportemballage | | | Matrialegenanvendelse | Mobious-loopet ISO 14021 |

Assura Plus 2-dels ileostomipoer med Hide-away udløb

Sortimentsoversigt

| Producent varenr. på æske | Producent varenr. faktura | EAN nr. salgsenhed | Beskrivelse | Størrelse | Forpakkings enhed | Antal forpkn. pr trsp.karton | Antal kartoner pr. palle | Steril |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|
| 13924 | | 5701780772044 | Assura+ Hide-Away Hudfarvet 40mm | MINI | 30 | 12 | | |
| 13925 | | 5701780772112 | Assura+ Hide-Away Hudfarvet 50mm | MINI | 30 | 12 | | |
| 13926 | | 5701780772167 | Assura+ Hide-Away Hudfarvet 60mm | MINI | 30 | 12 | | |
| 13954 | | 5701780772068 | Assura+ Hide-away Hudfarvet 40mm | MIDI | 30 | 12 | | |
| 13955 | | 5701780772136 | Assura+ Hide-Away Hudfarvet 50mm | MIDI | 30 | 12 | | |
| 13956 | | 5701780772181 | Assura+ Hide-Away Hudfarvet 60mm | MIDI | 30 | 12 | | |
| 13984 | | 5701780772105 | Assura+ Hide-Away Hudfarvet 40mm | MAXI | 30 | 12 | | |
| 13985 | | 5701780772150 | Assura+ Hide-Away Hudfarvet 50mm | MAXI | 30 | 12 | | |
| 13986 | | 5701780772211 | Assura+ Hide-Away Hudfarvet 60mm | MAXI | 30 | 12 | | |
| 13944 | | 5701780772051 | Assura+ Hide-Away Transparent 40mm | MIDI | 30 | 12 | | |
| 13945 | | 5701780772129 | Assura+ Hide-Away Transparent 50mm | MIDI | 30 | 12 | | |
| 13946 | | 5701780772174 | Assura+ Hide-Away Transparent 60mm | MIDI | 30 | 12 | | |
| 13974 | | 5701780772099 | Assura+ Hide-Away Transparent 40mm | MAXI | 30 | 12 | | |
| 13975 | | 5701780772143 | Assura+ Hide-Away Transparent 50mm | MAXI | 30 | 12 | | |
| 13976 | | 5701780772204 | Assura+ Hide-Away Transparent 60mm | MAXI | 30 | 12 | | |
| 13964 | | 5701780772082 | Assura+ Hide-Away Dokoreret 40mm | MIDI | 30 | 12 | | |
| 13965 | | 5701780772075 | Assura+ Hide-Away Dokoreret 50mm | MIDI | 30 | 12 | | |
| 13966 | | 5701780772198 | Assura+ Hide-Away Dokoreret 60mm | MIDI | 30 | 12 | | |

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *