

**Datablad (Produktinformationer)****Assura Plus 2-dels ileostomiposer med Hide-away udløb****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S  
Adresse Holtedam 1  
Land Danmark  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

**2. Produktet**2.1 Handelsnavn Assura Plus 2-dels ileostomipoer med Hide-away udløb**2.2. Sortimentsoversigt:****3. Produktets bestanddele** (Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: PE/EVA/PVdC multilayer foil Pigments  
PP (Polypropylene)  
PE (Polyethylene)  
EVA (Ethylenevinylacetate)  
Filter3.1 Er der latex i produktet JA  NEJ 3.2 Er der PVC i produktet JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**4. Emballagens bestanddele** (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard4.1 Er der latex i produktet JA  NEJ 4.2 Er der PVC i produktet JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**5. CE-mærkning**5.1. CE-mærke: JA  NEJ  Klasse: Class I non sterile**6. Miljøoplysninger**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA  NEJ 6.2. Er produktet miljømærket? JA  NEJ 

Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: \_\_\_\_\_**7. Holdbarhed**Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: **8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 grader.**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			Matrialegenanvendelse	
Inderemballage			Matrialegenanvendelse	Mobious-loopet ISO 14021
Transportemballage			Matrialegenanvendelse	Mobious-loopet ISO 14021

## Assura Plus 2-dels ileostomipoer med Hide-away udløb

### Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakh. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
13924	1392401008	5701780772044	Assura+ Hide-Away Hudfarvet 40mm	MINI	30	12		
13925	1392501008	5701780772112	Assura+ Hide-Away Hudfarvet 50mm	MINI	30	12		
13926	1392601008	5701780772167	Assura+ Hide-Away Hudfarvet 60mm	MINI	30	12		
13954	1395401008	5701780772068	Assura+ Hide-away Hudfarvet 40mm	MIDI	30	12		
13955	1395501008	5701780772136	Assura+ Hide-Away Hudfarvet 50mm	MIDI	30	12		
13956	1395601008	5701780772181	Assura+ Hide-Away Hudfarvet 60mm	MIDI	30	12		
13984	1398401008	5701780772105	Assura+ Hide-Away Hudfarvet 40mm	MAXI	30	12		
13985	1398501008	5701780772150	Assura+ Hide-Away Hudfarvet 50mm	MAXI	30	12		
13986	1398601008	5701780772211	Assura+ Hide-Away Hudfarvet 60mm	MAXI	30	12		
13944	1394401008	5701780772051	Assura+ Hide-Away Transparent 40mm	MIDI	30	12		
13945	1394501008	5701780772129	Assura+ Hide-Away Transparent 50mm	MIDI	30	12		
13946	1394601008	5701780772174	Assura+ Hide-Away Transparent 60mm	MIDI	30	12		
13974	1397401008	5701780772099	Assura+ Hide-Away Transparent 40mm	MAXI	30	12		
13975	1397501008	5701780772143	Assura+ Hide-Away Transparent 50mm	MAXI	30	12		
13976	1397601008	5701780772204	Assura+ Hide-Away Transparent 60mm	MAXI	30	12		
13964	1396401008	5701780772082	Assura+ Hide-Away Dokoreret 40mm	MIDI	30	12		
13965	1396501008	5701780772075	Assura+ Hide-Away Dokoreret 50mm	MIDI	30	12		
13966	1396601008	5701780772198	Assura+ Hide-Away Dokoreret 60mm	MIDI	30	12		

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*