

**Datablad (Produktinformationer)****Assura Plus 2-dels kolostomiposer****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S  
Adresse Holtedam 1  
Land Danmark  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

**2. Produktet**2.1 Handelsnavn Assura Plus 2-dels kolostomiposer**2.2. Sortimentsoversigt:**

Se "Sortiment"	
----------------	--

**3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

**Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.**

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer: 

EVA/PVdC multilayer foil	_____
PET (Polyester)	_____
PE (Polyethylene)	_____
ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene)	_____
Pigments	_____

**3.1 Er der latex i produktet**JA  NEJ **3.2 Er der PVC i produktet**JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

**3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet**JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration &gt; 0,1 % w/w?

JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**4. Emballagens bestanddele** (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_4.1 Er der latex i produktet JA  NEJ 4.2 Er der PVC i produktet JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**5. CE-mærkning**5.1. CE-mærke: JA  NEJ  Klasse: **Class I non sterile****6. Miljøoplysninger**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA  NEJ 6.2. Er produktet miljømærket? JA  NEJ 

Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 \_\_\_\_\_ Forhandler: \_\_\_\_\_**7. Holdbarhed**Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: **8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 grader.  
\_\_\_\_\_**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.  
\_\_\_\_\_

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			Matrialegenanvendelse	
Inderemballage			Matrialegenanvendelse	Mobious-loopet ISO 14021
Transportemballage			Matrialegenanvendelse	Mobious-loopet ISO 14021

## Assura Plus 2-dels kolostomiposer

### Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
12354		5701780673341	Assura Plus Hudfarvet 40 mm	MIDI	30	12		
12355		5701780673402	Assura Plus Hudfarvetf 50 mm	MIDI	30	12		
12356		5701780673464	Assura Plus Hudfarvet 60 mm	MIDI	30	12		
12384		5701780673372	Assura Plus Hudfarvet 40 mm	MAXI	30	12		
12385		5701780673433	Assura Plus Hudfarvet 50 mm	MAXI	30	12		
12386		5701780673495	Assura Plus Hudfarvet 60 mm	MAXI	30	12		
12344		5701780673334	Assura Plus Transparent 40 mm	MIDI	30	12		
12345		5701780673396	Assura Plus Transparent 50 mm	MIDI	30	12		
12346		5701780673457	Assura Plus Transparent 60 mm	MIDI	30	12		
12374		5701780673365	Assura Plus Transparent 40 mm	MAXI	30	12		
12375		5701780673426	Assura Plus Transparent 50 mm	MAXI	30	12		
12376		5701780673488	Assura Plus Transparent 60 mm	MAXI	30	12		
12364		5701780673358	Assura Plus Dokoreret 40mm	MIDI	30	12		
12365		5701780673440	Assura Plus Dokoreret 50mm	MIDI	30	12		
12366		5701780673419	Assura Plus Dokoreret 60mm	MIDI	30	12		
12394		5701780673389	Assura Plus Dokoreret 40mm	MAXI	30	12		
12395		5701780673440	Assura Plus Dokoreret 50mm	MAXI	30	12		
12396		5701780673501	Assura Plus Dokoreret 60mm	MAXI	30	12		