

Produktdatablad

Assura Plus 2-dels kolostomiposer

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: www.coloplast.dk

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: www.coloplast.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Assura Plus 2-dels kolostomiposer

2.2. Sortimentsoversigt:

[Se "Sortiment" \(hvis Excel-fil\)](#)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

["klik her" \(web-baseret\)](#)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: nej Papir: nej Glas: nej
Metal: nej Latex: nej Bomuld: nej
Økologisk:
Andet: Aktivt kul PU-foam

3.2. Plast:

Plast-typer:

CPE	PVdC	EVA	PE
PET	ABS		

 PVC: nej
Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: nej Typer: _____

Klorbleget materiale: nej

Genbrugsmaterialer: Nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Nej

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: ja

Papir: ja

Glas: nej

Metal: nej

Latex: nej

Bomuld: nej

Økologisk:

Andet: nej

4.2. Plast:

Plast-typer: PE

PVC: nej

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: nej

Typer: _____

Klorbleget materiale: nej

Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% retur fibre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja: X

Klasse: I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej: X

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: X Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 5år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 grader.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering ur miljøaspekt enligt nedanstående. Observera dock att lokala regler styr affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Materialgenanvendelse	
Inderemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021
Transportemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021



Assura Plus 2-dels kolostomiposer

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
12354		5701780673341	Assura Plus Hudfarvet 40 mm	MIDI	30	12		
12355		5701780673402	Assura Plus Hudfarvetf 50 mm	MIDI	30	12		
12356		5701780673464	Assura Plus Hudfarvet 60 mm	MIDI	30	12		
12384		5701780673372	Assura Plus Hudfarvet 40 mm	MAXI	30	12		
12385		5701780673433	Assura Plus Hudfarvet 50 mm	MAXI	30	12		
12386		5701780673495	Assura Plus Hudfarvet 60 mm	MAXI	30	12		
12344		5701780673334	Assura Plus Transparent 40 mm	MIDI	30	12		
12345		5701780673396	Assura Plus Transparent 50 mm	MIDI	30	12		
12346		5701780673457	Assura Plus Transparent 60 mm	MIDI	30	12		
12374		5701780673365	Assura Plus Transparent 40 mm	MAXI	30	12		
12375		5701780673426	Assura Plus Transparent 50 mm	MAXI	30	12		
12376		5701780673488	Assura Plus Transparent 60 mm	MAXI	30	12		
12335		5701780723213	Assura Plus Dokoreret 50mm	MINI	30	12		
12364		5701780673358	Assura Plus Dokoreret 40mm	MIDI	30	12		
12365		5701780673440	Assura Plus Dokoreret 50mm	MIDI	30	12		
12366		5701780673419	Assura Plus Dokoreret 60mm	MIDI	30	12		
12394		5701780673389	Assura Plus Dokoreret 40mm	MAXI	30	12		
12395		5701780673440	Assura Plus Dokoreret 50mm	MAXI	30	12		
12396		5701780673501	Assura Plus Dokoreret 60mm	MAXI	30	12		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakningsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *