

Datablad (Produktinformationer)**Assura Plus 2-dels kolostomiposer****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet2.1 Handelsnavn Assura Plus 2-dels kolostomiposer**2.2. Sortimentsoversigt:**Se "Sortiment"**3. Produktets bestanddele** (Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: EVA/PVdC multilayer foil
PET (Polyester)
PE (Polyethylene)
ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene)
Pigments3.1 Er der latex i produktet JA NEJ 3.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter eksklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard

4.1 Er der latex i produktet JA NEJ

4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Class I non sterile

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 grader.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			Matrialegenanvendelse	
Inderemballage			Matrialegenanvendelse	Mobious-loopet ISO 14021
Transportemballage			Matrialegenanvendelse	Mobious-loopet ISO 14021

Assura Plus 2-dels kolostomiposer

Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
12354	1235401008	5701780673341	Assura Plus Hudfarvet 40 mm	MIDI	30	12		
12355	1235501008	5701780673402	Assura Plus Hudfarvetf 50 mm	MIDI	30	12		
12356	1235601008	5701780673464	Assura Plus Hudfarvet 60 mm	MIDI	30	12		
12384	1238401008	5701780673372	Assura Plus Hudfarvet 40 mm	MAXI	30	12		
12385	1238501008	5701780673433	Assura Plus Hudfarvet 50 mm	MAXI	30	12		
12386	1238601008	5701780673495	Assura Plus Hudfarvet 60 mm	MAXI	30	12		
12344		5701780673334	Assura Plus Transparent 40 mm	MIDI	30	12		
12345		5701780673396	Assura Plus Transparent 50 mm	MIDI	30	12		
12346		5701780673457	Assura Plus Transparent 60 mm	MIDI	30	12		
12374		5701780673365	Assura Plus Transparent 40 mm	MAXI	30	12		
12375		5701780673426	Assura Plus Transparent 50 mm	MAXI	30	12		
12376		5701780673488	Assura Plus Transparent 60 mm	MAXI	30	12		
12364		5701780673358	Assura Plus Dokoreret 40mm	MIDI	30	12		
12365		5701780673440	Assura Plus Dokoreret 50mm	MIDI	30	12		
12366		5701780673419	Assura Plus Dokoreret 60mm	MIDI	30	12		
12394		5701780673389	Assura Plus Dokoreret 40mm	MAXI	30	12		
12395		5701780673440	Assura Plus Dokoreret 50mm	MAXI	30	12		
12396		5701780673501	Assura Plus Dokoreret 60mm	MAXI	30	12		