

## Datablad (Produktinformationer)

### Brava Hudbeskyttelsesplader

#### 1. Virksomhedsdata

##### 1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S  
 Adresse Holtedam 1  
 Land Danmark  
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

##### 1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S  
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk  
 Tlf. nr. Kundeservice: 49111213  
 Fax nr. 49111212  
 E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

##### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn Brava Hudbeskyttelsesplader

##### 2.2. Sortimentsoversigt:

**Se "Sortiment"**

\_\_\_\_\_

#### 3. Produktets bestanddele (Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballage/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

|                  |                          |                          |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Indholdsstoffer: | <u>Adhesive</u>          | <u>PET (Polyester)</u>   |
|                  | <u>PU (Polyurethane)</u> | <u>Siliconized paper</u> |
|                  | _____                    | _____                    |
|                  | _____                    | _____                    |
|                  | _____                    | _____                    |

3.1 Er der latex i produktet JA  NEJ

3.2 Er der PVC i produktet JA  NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA  NEJ

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

##### 3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**4. Emballagens bestanddele** (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: PET/PE film \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_4.1 Er der latex i produktet JA  NEJ 4.2 Er der PVC i produktet JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern " i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**5. CE-mærkning**5.1. CE-mærke: JA  NEJ  Klasse: Class I non sterile**6. Miljøoplysninger**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA  NEJ 6.2. Er produktet miljømærket? JA  NEJ 

Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 \_\_\_\_\_ Forhandler: \_\_\_\_\_**7. Holdbarhed**Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: **8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**(Angiv anbefalinger) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Skal bortskaffes sammen med almindeligt  
husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet

| Anbefaling = X     | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse          | Mærke f. genanvend       |
|--------------------|-------------|--------|------------------------|--------------------------|
| Produkt            | X           |        |                        |                          |
| Enkeltemballage    | X           |        | (X)                    |                          |
| Inderemballage     |             |        | Materialegenanvendelse | Mobious-loopet ISO 14021 |
| Transportemballage |             |        | Materialegenanvendelse | Mobious-loopet ISO 14022 |

## Brava Hudbeskyttelsesplader

### Sortimentsoversigt

| Producent<br>varenr. på æske | Producent<br>varenr. faktura | EAN nr.<br>salgsenhed | Beskrivelse           | Størrelse  | Forpakkings<br>enhed | Antal forpkn.<br>pr trsp.karton | Antal kartoner<br>pr. palle | Steril |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|
| 3210                         | 0321051008                   | 5708932499842         | Hudbeskyttelsesplader | 10 x 10 cm | 10                   | 32                              |                             |        |
| 3220                         | 0322051008                   | 5708932499880         | Hudbeskyttelsesplader | 20 x 20 cm | 5                    | 16                              |                             |        |
|                              |                              |                       |                       |            |                      |                                 |                             |        |
|                              |                              |                       |                       |            |                      |                                 |                             |        |
|                              |                              |                       |                       |            |                      |                                 |                             |        |
|                              |                              |                       |                       |            |                      |                                 |                             |        |
|                              |                              |                       |                       |            |                      |                                 |                             |        |
|                              |                              |                       |                       |            |                      |                                 |                             |        |
|                              |                              |                       |                       |            |                      |                                 |                             |        |

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*