

**Datablad (Produktinformationer)****Coloplast Drænage****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S  
Adresse Holtedam 1  
Land Danmark  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

**2. Produktet**2.1 Handelsnavn Coloplast Drænage**2.2. Sortimentsoversigt:**

|                |  |
|----------------|--|
| Se "Sortiment" |  |
|----------------|--|

**3. Produktets bestanddele** (Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: 

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <u>EVA (Ethylenevinylacetate)</u> | <u>PET (Polyester)</u> |
| <u>PE (Polyethylene)</u>          | <u>Adhesive</u>        |
| _____                             | _____                  |
| _____                             | _____                  |
| _____                             | _____                  |

3.1 Er der latex i produktet JA  NEJ 3.2 Er der PVC i produktet JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter eksklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Paper PET

4.1 Er der latex i produktet JA  NEJ

4.2 Er der PVC i produktet JA  NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA  NEJ

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

#### 4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA  NEJ  Klasse: Class I sterile og Class I non sterile

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA  NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA  NEJ

Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 grader.

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

| Anbefaling = X     | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse          | Mærke f. genanvend       |
|--------------------|-------------|--------|------------------------|--------------------------|
| Produkt            | X           |        |                        |                          |
| Enkeltemballage    |             |        | Materialegenanvendelse |                          |
| Inderemballage     |             |        | Materialegenanvendelse | Mobious-loopen ISO 14021 |
| Transportemballage |             |        | Materialegenanvendelse | Mobious-loopen ISO 14021 |

## Coloplast Drænage, steril

### Sortimentsoversigt

| Producent<br>varenr. på æske | Producent<br>varenr. faktura | EAN nr.<br>salgsenhed | Beskrivelse                 | Størrelse | Forpakkings<br>enhed | Antal forpkn.<br>pr trsp.karton | Antal kartoner<br>pr. palle | Steril |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|
| 2210                         | 0221001008                   | 5701780546577         | Drænage mini 100 ml steril  | MINI      | 10                   | 16                              |                             | *      |
| 2215                         | 0221501008                   | 5701780546584         | Drænage midi 300 ml steril  | MIDI      | 10                   | 16                              |                             | *      |
| 2220                         | 0222001008                   | 5701780546591         | Drænage maxi 500 ml steril  | MAXI      | 10                   | 16                              |                             | *      |
| 2240                         | 0224001008                   | 5701780546607         | Drænage mini 100 ml usteril | MINI      | 20                   | 16                              |                             |        |
| 2245                         | 0224501008                   | 5701780546614         | Drænage midi 300 ml usteril | MIDI      | 20                   | 16                              |                             |        |
| 2250                         | 0225001008                   | 5701780546621         | Drænage maxi 500 ml usteril | MAXI      | 20                   | 16                              |                             |        |
|                              |                              |                       |                             |           |                      |                                 |                             |        |
|                              |                              |                       |                             |           |                      |                                 |                             |        |
|                              |                              |                       |                             |           |                      |                                 |                             |        |
|                              |                              |                       |                             |           |                      |                                 |                             |        |

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*