

Datablad (Produktinformationer)**Fistel Drænport****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtevej 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtevej 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Fistel Drænport

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: PE (Polyethylene) _____
SEBS (Styrene-ethylene-butadiene-styrene) _____
EMA (Ethyl methyl acrylate) _____

3.1 Er der latex i produktet

JA ☐ NEJ ☒

3.2 Er der PVC i produktet

JA ☐ NEJ ☒

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet

JA ☐ NEJ ☒

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste "Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w?

JA ☐ NEJ ☒

Angiv disse stoffer: _____

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Angiv disse stoffer:

5.1. CE-mærke: JA ☒ NEJ ☐ Klasse: Class I non sterile

Producent: ISO14001 Forhandler:

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:	36 måneder
--	------------

(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 grader.

Anbefaling: Skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald



Oprettet 17-10-2003
Valideret 07-09-2021

Fistel Drænport

Sortimentsoversigt

Producent	Producent	EAN nr.	Beskrivelse	Størrelse	Forpaknings	Antal forpakn.	Antal kartoner	Steril
varenr. på æske	varenr. faktura	salgsenhed			enhed	pr trsp.karton	pr. palle	
14015	1401501008	5708932337694	Fistel Drænport		12	120		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakningsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *