

# Produktdatablad

## Sensura 1-dels ileostomiposer, dobbeltfilter

### 1. Virksomhedsdata

#### 1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S  
 Adresse Holtedam 1  
 Land Danmark  
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

#### 1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S  
 Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk  
 Tlf. nr. 49111213  
 Fax nr. 49111212  
 E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

#### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura 1-dels ileostomiposer, dobbeltfilter

#### 2.2. Sortimentsoversigt:

**Se "Sortiment"**

**"klik her" (hvis web-baseret)**

#### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

**Se "Udl. Oplysninger" (hvis Excel-fil)**

**"klik her" (hvis web-baseret)**

### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap:	<input type="checkbox"/> nej	Papir:	<input type="checkbox"/> nej	Glas:	<input type="checkbox"/> nej
Metal:	<input type="checkbox"/> nej	Latex:	<input type="checkbox"/> nej	Bomuld:	<input type="checkbox"/> nej
Andet:	Aktivt kul, pektin, gelatine, CMC, polyisobytylen, SIS, guar gum, pigment epoxydized soybeanoil				

#### 3.2. Plast:

Plast-typer: EVA, CPE, PVdC, PE, PP, PA, TPO PVC:  nej

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

#### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  nej Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  nej Genbrugsmaterialer:  nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :  nej

Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  Papir:  Glas:   
Metal:  Latex:  Bomuld:   
Økologisk:   
Andet:

#### 4.2. Plast:

Plast-typer:  PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører:  % af PVC:

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Typer:

Klorbleget materiale:  Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer:

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:  Ja:  Klasse:

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja:  Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej:  Ja:  Mærke:

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent:  Forhandler:

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage				
Inderemballage				ja, Mobious-loopen enl ISO 14021
Transportemballage				ja, Mobious-loopen enl ISO 14021

## Sensura 1-dels ileostomiposer, dobbeltfilter

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpagn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
15720		5708932432726	Sensura 1-dels tømbar, beige	mini, opklip	30	480		
15760		5708932432740	Sensura 1-dels tømbar, beige	midi, opklip	30	480		
15761		5708932432764	Sensura 1-dels tømbar, beige	midi, vindue, opklip	30	480		
15762		5708932432788	Sensura 1-dels tømbar, beige	midi, 25 mm	30	480		
15763		5708932432801	Sensura 1-dels tømbar, beige	midi, 30 mm	30	480		
15764		5708932432825	Sensura 1-dels tømbar, beige	midi, 35 mm	30	480		
15780		5708932432849	Sensura 1-dels tømbar, beige	maxi, opklip	30	480		
15781		5708932432863	Sensura 1-dels tømbar, beige	maxi, vindue, opklip	30	480		
15782		5708932432887	Sensura 1-dels tømbar, beige	maxi, 25 mm	30	480		
15783		5708932432900	Sensura 1-dels tømbar, beige	maxi, 30 mm	30	480		
15784		5708932432924	Sensura 1-dels tømbar, beige	maxi, 35 mm	30	480		

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*