

Datablad (Produktinformationer)

SenSura Click 2-dels Xpro Convex Light basisplade

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
 Adresse Holteham 1
 Land Danmark
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
 Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk
 Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
 Fax nr. 49111212
 E-mail: dkmail@coloplast.com
 Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura Click 2-dels Xpro Convex Light basisplade

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer:	<u>PE (Polyethylene)</u> <u>PVdC (Polyvinylidene chloride)</u> <u>Siliconized PET foil</u> 	<u>EVA (Ethylenevinylacetate)</u> <u>PP (Polypropylene)</u> <u>Adhesive</u>
------------------	--	---

3.1 Er der latex i produktet

JA NEJ

3.2 Er der PVC i produktet

JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet

JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w?

JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: PET (Polyester) Corrugated cardboard
_____4.1 Er der latex i produktet JA NEJ 4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Class I non sterile**6. Miljøoplysninger**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ 6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: _____**7. Holdbarhed**Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 24 måneder**8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevar ved max 25 grader
_____**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: _____

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	Ja, Mobious-loopet iflg. ISO1402
Inderemballage			X	Ja, Mobious-loopet iflg. ISO1402
Transportemballage			X	Ja, Mobious-loopet iflg. ISO1402

SenSura Click 2-dels Xpro Convex Light basisplade

Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
11015	1101501008	5708932404440	SenSura Click Xpro, bælteøre,opklipbar	15-23mm/40mm	5	80		
11025	1102501008	5708932404488	SenSura Click Xpro, bælteøre,opklipbar	15-33mm/50mm	5	80		
11035	1103501008	5708932404556	SenSura Click Xpro, bælteøre,opklipbar	15-43mm/60mm	5	80		
11045	1104501008	5708932404594	SenSura Click Xpro, bælteøre,opklipbar	15-53mm/70mm	5	80		
11016	1101601008	5708932404464	SenSura Click Xpro m/bælteøre	21mm/40mm	5	80		
11026	1102601008	5708932404495	SenSura Click Xpro m/bælteøre	25mm/50mm	5	80		
11027	1102701008	5708932404518	SenSura Click Xpro m/bælteøre	28mm/50mm	5	80		
11028	1102801008	5708932404532	SenSura Click Xpro m/bælteøre	31mm/50mm	5	80		
11036	1103601008	5708932404570	SenSura Click Xpro m/bælteøre	35mm/60mm	5	80		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgesedel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *