

Produktdatablad

SenSura Click 2-dels ileostomipose

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura Click 2-dels ileostomipose

2.2. Sortimentsoversigt:

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Andet: _____

Økologisk:

3.2. Plast:

Plast-typer: CPE, EVA, PVdC, Plasticizer, PP, TPO, PE, PA, ABS og Carbonfilter

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfibre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25 grader

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage				
Inderemballage			Materialegenanvendelse	Ja, Mobious-loopet, enl ISO 14001
Transportemballage			Materialegenanvendelse	Ja, Mobious-loopet, enl ISO 14001



SenSura Click 2-dels ileostomipose

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
14874		5708932330725	Sensura Click Ileo beige, 40 mm	Mini	30	360		
14875		5708932330800	Sensura Click Ileo beige, 40 mm	Mini	30	360		
14884		5708932330749	Sensura Click Ileo beige, 50 mm	Midi	30	360		
14885		5708932330824	Sensura Click Ileo beige, 50 mm	Midi	30	360		
14886		5708932330909	Sensura Click Ileo beige, 50 mm	Midi	30	360		
14894		5708932330763	Sensura Click Ileo beige, 50 mm	Maxi	30	360		
14895		5708932330848	Sensura Click Ileo beige, 60 mm	Maxi	30	360		
14896		5708932330923	Sensura Click Ileo beige, 60 mm	Maxi	30	360		
14897		5708932389976	Sensura Click Ileo beige, 70 mm	Maxi	30	360		
14905		5708932330862	Sensura Click Ileo, trans. 50 mm	Maxi	30	360		
14906		5708932330961	Sensura Click Ileo, trans. 60 mm	Maxi	30	360		
14907		5708932389990	Sensura Click Ileo, trans. 70 mm	Maxi	30	360		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *