

**Datablad (Produktinformationer)****SenSura Click 2-dels ileostomipose****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S  
Adresse Holte­dam 1  
Land Danmark  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holte­dam 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

**2. Produktet**2.1 Handelsnavn SenSura Click 2-dels ileostomipose**2.2. Sortimentsoversigt:**Se "Sortiment"**3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

**Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.**

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer:	<u>EVA (Ethylene vinyl acetate)</u>	<u>Ethylene-1 octene copolymer</u>
	<u>PVdC (Polyvinylidene chloride)</u>	<u>ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene)</u>
	<u>CPE (Chlorinated polyethylene)</u>	<u>PA (Polyamide)</u>
	<u>PP (Polypropylene)</u>	<u>Adhesive</u>
	<u>PE (Polyethylene)</u>	<u>Pigments</u>

**3.1 Er der latex i produktet**JA  NEJ **3.2 Er der PVC i produktet**JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

**3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet**JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration &gt; 0,1 % w/w?

JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**4. Emballagens bestanddele** (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard PET (Polyester)  
PE (Polyethylene)

**4.1 Er der latex i produktet** JA  NEJ

**4.2 Er der PVC i produktet** JA  NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

**4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet** JA  NEJ

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**5. CE-mærkning**

**5.1. CE-mærke:** JA  NEJ  Klasse: Class I non sterile

**6. Miljøoplysninger**

**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?** JA  NEJ

**6.2. Er produktet miljømærket?** JA  NEJ

Mærke: \_\_\_\_\_

**6.3. Miljøstyringssystemer:** (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: \_\_\_\_\_

**7. Holdbarhed**

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

**8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**

(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 gradwer  
 \_\_\_\_\_

**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Produktet er til engangs brug og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage				
Inderemballage			Matrialegenanvendelse	Mobious-loopet ISO 14001
Transportemballage			Matrialegenanvendelse	Mobious-loopet ISO 14001

## SenSura Click 2-dels ileostomipose

### Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
14874	1487401008	5708932330725	Sensura Click Ileo beige, 40 mm	Mini	30	360		
14875	1487501008	5708932330800	Sensura Click Ileo beige, 40 mm	Mini	30	360		
14884	1488401008	5708932330749	Sensura Click Ileo beige, 50 mm	Midi	30	360		
14885	1488501008	5708932330824	Sensura Click Ileo beige, 50 mm	Midi	30	360		
14886	1488601008	5708932330909	Sensura Click Ileo beige, 50 mm	Midi	30	360		
14894	1489401008	5708932330763	Sensura Click Ileo beige, 50 mm	Maxi	30	360		
14895	1489501008	5708932330848	Sensura Click Ileo beige, 60 mm	Maxi	30	360		
14896	1489601008	5708932330923	Sensura Click Ileo beige, 60 mm	Maxi	30	360		
14897	1489701008	5708932389976	Sensura Click Ileo beige, 70 mm	Maxi	30	360		
14905	1490501008	5708932330862	Sensura Click Ileo, trans. 50 mm	Maxi	30	360		
14906	1490601008	5708932330961	Sensura Click Ileo, trans. 60 mm	Maxi	30	360		
14907	1490701008	5708932389990	Sensura Click Ileo, trans. 70 mm	Maxi	30	360		

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgesedel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*