

**Datablad (Produktinformationer)****SenSura Click 2-dels kolostomipose****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S  
Adresse Holteham 1  
Land Danmark  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

**2. Produktet**2.1 Handelsnavn SenSura Click 2-dels kolostomipose**2.2. Sortimentsoversigt:**Se "Sortiment"**3. Produktets bestanddele**(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)**Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.**

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer: EVA (Ethylene vinyl acetate) CPE (Chlorinated polyethylene)  
PVdC (Polyvinylidene chloride) Ethylene-1-octene copolymer  
PET (Polyester) PU (Polyurethane)  
PP (Polypropylene) Adhesive  
PE (Polyethylene) Pigments3.1 Er der latex i produktet JA  NEJ 3.2 Er der PVC i produktet JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**4. Emballagens bestanddele** (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard PE (Polyethylene)  
PET (Polyester) \_\_\_\_\_

**4.1 Er der latex i produktet** JA  NEJ

**4.2 Er der PVC i produktet** JA  NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

**4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet** JA  NEJ

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**5. CE-mærkning**

**5.1. CE-mærke:** JA  NEJ  Klasse: **Class I non sterile**

**6. Miljøoplysninger**

**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?** JA  NEJ

**6.2. Er produktet miljømærket?** JA  NEJ

Mærke: \_\_\_\_\_

**6.3. Miljøstyringssystemer:** (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: \_\_\_\_\_

**7. Holdbarhed**

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

**8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**

(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25 grader  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.  
 \_\_\_\_\_

| Anbefaling = X     | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse         | Mærke f. genanvend       |
|--------------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| Produkt            | X           |        |                       |                          |
| Enkeltemballage    |             |        |                       |                          |
| Inderemballage     |             |        | Matrialegenanvendelse | Mobious-loopet ISO 14001 |
| Transportemballage |             |        | Matrialegenanvendelse | Mobious-loopet ISO 14001 |

## SenSura Click 2-dels kolostomipose

### Sortimentsoversigt

| Producent<br>varenr. på æske | Producent<br>varenr. faktura | EAN nr.<br>salgsenhed | Beskrivelse                | Størrelse  | Forpakkings<br>enhed | Antal forpkn.<br>pr trsp.karton | Antal kartoner<br>pr. palle | Steril |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|
| 13304                        | 1330401008                   | 5708932330312         | Sensura Click, Kolo, beige | Mini 40 mm | 30                   | 360                             |                             |        |
| 13305                        | 1330501008                   | 5708932330398         | Sensura Click, Kolo, beige | Mini 50 mm | 30                   | 360                             |                             |        |
| 13314                        | 1331401008                   | 5708932330336         | Sensura Click, Kolo, beige | Midi 40 mm | 30                   | 360                             |                             |        |
| 13315                        | 1331501008                   | 5708932330411         | Sensura Click, Kolo, beige | Midi 50 mm | 30                   | 360                             |                             |        |
| 13316                        | 1331601008                   | 5708932330480         | Sensura Click, Kolo, beige | Midi 60 mm | 30                   | 360                             |                             |        |
| 13324                        | 1332401008                   | 5708932330350         | Sensura Click, Kolo, beige | Maxi 40 mm | 30                   | 360                             |                             |        |
| 13325                        | 1332501008                   | 5708932330428         | Sensura Click, Kolo, beige | Maxi 50 mm | 30                   | 360                             |                             |        |
| 13326                        | 1332601008                   | 5708932330503         | Sensura Click, Kolo, beige | Maxi 60 mm | 30                   | 360                             |                             |        |
| 13327                        | 1332701008                   | 5708932389853         | Sensura Click, Kolo, beige | Maxi 70 mm | 30                   | 360                             |                             |        |
| 13394                        | 1339401008                   | 5708932330374         | Sensura Click, Kolo, trans | Maxi 40 mm | 30                   | 360                             |                             |        |
| 13395                        | 1339501008                   | 5708932330442         | Sensura Click, Kolo, trans | Maxi 50 mm | 30                   | 360                             |                             |        |
| 13396                        | 1339601008                   | 5708932330527         | Sensura Click, Kolo, trans | Maxi 60 mm | 30                   | 360                             |                             |        |
| 13397                        | 1339701008                   | 5708932389877         | Sensura Click, Kolo, trans | Maxi 70 mm | 30                   | 360                             |                             |        |

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*

