

Datablad (Produktinformationer)**SenSura Click 2-dels kolostomipose****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet2.1 Handelsnavn SenSura Click 2-dels kolostomipose**2.2. Sortimentsoversigt:**

Se "Sortiment"	
----------------	--

3. Produktets bestanddele (Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer:	<u>EVA (Ethylene vinyl acetate)</u>	<u>CPE (Chlorinated polyethylene)</u>
	<u>PVdC (Polyvinylidene chloride)</u>	<u>Ethylene-1-octene copolymer</u>
	<u>PET (Polyester)</u>	<u>PU (Polyurethane)</u>
	<u>PP (Polypropylene)</u>	<u>Adhesive</u>
	<u>PE (Polyethylene)</u>	<u>Pigments</u>

3.1 Er der latex i produktetJA NEJ **3.2 Er der PVC i produktet**JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktetJA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard PE (Polyethylene)
PET (Polyester) _____

4.1 Er der latex i produktet JA NEJ

4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Class I non sterile

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25 grader

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage				
Inderemballage			Matrialegenanvendelse	Mobious-loopet ISO 14001
Transportemballage			Matrialegenanvendelse	Mobious-loopet ISO 14001

SenSura Click 2-dels kolostomipose

Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
13304	1330401008	5708932330312	Sensura Click, Kolo, beige	Mini 40 mm	30	360		
13305	1330501008	5708932330398	Sensura Click, Kolo, beige	Mini 50 mm	30	360		
13314	1331401008	5708932330336	Sensura Click, Kolo, beige	Midi 40 mm	30	360		
13315	1331501008	5708932330411	Sensura Click, Kolo, beige	Midi 50 mm	30	360		
13316	1331601008	5708932330480	Sensura Click, Kolo, beige	Midi 60 mm	30	360		
13324	1332401008	5708932330350	Sensura Click, Kolo, beige	Maxi 40 mm	30	360		
13325	1332501008	5708932330428	Sensura Click, Kolo, beige	Maxi 50 mm	30	360		
13326	1332601008	5708932330503	Sensura Click, Kolo, beige	Maxi 60 mm	30	360		
13327	1332701008	5708932389853	Sensura Click, Kolo, beige	Maxi 70 mm	30	360		
13394	1339401008	5708932330374	Sensura Click, Kolo, trans	Maxi 40 mm	30	360		
13395	1339501008	5708932330442	Sensura Click, Kolo, trans	Maxi 50 mm	30	360		
13396	1339601008	5708932330527	Sensura Click, Kolo, trans	Maxi 60 mm	30	360		
13397	1339701008	5708932389877	Sensura Click, Kolo, trans	Maxi 70 mm	30	360		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *

