

**Datablad (Produktinformationer)****SenSura Click 2-dels urostomi flerkammerpose****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S  
Adresse Holteham 1  
Land Danmark  
Website: <http://www.coloplast.com/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
Website: <http://www.coloplast.com/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

**2. Produktet**2.1 Handelsnavn SenSura Click 2-dels urostomi flerkammerpose**2.2. Sortimentsoversigt:**Se "Sortiment"**3. Produktets bestanddele**(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)**Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.**

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer: EVA (ethylenvinylacetate) EMA (ethyl methyl acrylate)  
PVDC (polyvinylidene chloride) SEBS (styrene-ethylene-butylene-styrene)  
CPE (chlorinated polyethylene) Pigments  
PP (polypropylene)  
PE (polyethylene)**3.1 Er der latex i produktet**JA  NEJ **3.2 Er der PVC i produktet**JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

**3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet**JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration &gt; 0,1 % w/w?

JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**4. Emballagens bestanddele** (Ved sterile produkter eksklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard Polyethylene  
\_\_\_\_\_4.1 Er der latex i produktet JA  NEJ 4.2 Er der PVC i produktet JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**5. CE-mærkning**5.1. CE-mærke: JA  NEJ  Klasse: Class I non sterile**6. Miljøoplysninger**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA  NEJ 6.2. Er produktet miljømærket? JA  NEJ 

Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: \_\_\_\_\_**7. Holdbarhed**Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 36 måneder**8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**(Angiv anbefalinger) Opbevares ved max. 25 grader  
\_\_\_\_\_**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald  
Må ikke skylles ud i toilettet.

| Anbefaling = X     | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse         | Mærke f. genanvend       |
|--------------------|-------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| Produkt            | X           |        |                       |                          |
| Enkeltemballage    |             |        | Matrialegenanvendelse |                          |
| Inderemballage     |             |        | Matrialegenanvendelse | Mobious-loopet ISO 14021 |
| Transportemballage |             |        | Matrialegenanvendelse | Mobious-loopet ISO 14022 |

## SenSura Click 2-dels urostomi flerkammerpose

### Sortimentsoversigt

| Producent<br>varenr. på æske | Producent<br>varenr. faktura | EAN nr.<br>salgsenhed | Beskrivelse                          | Størrelse   | Forpakkings<br>enhed | Antal forpkn.<br>pr trsp.karton | Antal kartoner<br>pr. palle | Steril |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|
| 11841                        | 1184101008                   | 5708932397698         | SenSura Click 2-dels uro-pose, beige | 40 mm, midi | 30                   | 240                             |                             |        |
| 11842                        | 1184201008                   | 5708932397711         | SenSura Click 2-dels uro-pose, beige | 50 mm, midi | 30                   | 240                             |                             |        |
| 11844                        | 1184401008                   | 5708932397735         | SenSura Click 2-dels uro-pose, trans | 40 mm, maxi | 30                   | 240                             |                             |        |
| 11845                        | 1184501008                   | 5708932397759         | SenSura Click 2-dels uro-pose, beige | 50 mm, maxi | 30                   | 240                             |                             |        |
| 11846                        | 1184601008                   | 5708932397773         | SenSura Click 2-dels uro-pose, beige | 60 mm, maxi | 30                   | 240                             |                             |        |
| 11851                        | 1185101008                   | 5708932397797         | SenSura Click 2-dels uro-pose, trans | 40 mm, midi | 30                   | 240                             |                             |        |
| 11852                        | 1185201008                   | 5708932397803         | SenSura Click 2-dels uro-pose, trans | 50 mm, midi | 30                   | 240                             |                             |        |
| 11854                        | 1185401008                   | 5708932397827         | SenSura Click 2-dels uro-pose, trans | 40 mm, maxi | 30                   | 240                             |                             |        |
| 11855                        | 1185501008                   | 5708932397841         | SenSura Click 2-dels uro-pose, trans | 50 mm, maxi | 30                   | 240                             |                             |        |
| 11856                        | 1185601008                   | 5708932397865         | SenSura Click 2-dels uro-pose, trans | 60 mm, maxi | 30                   | 240                             |                             |        |

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgesedel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*