

**Datablad (Produktinformationer)****SenSura 1-dels Convex Light ileostomiposer, dobbeltfilter****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S  
Adresse Holteham 1  
Land Danmark  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

**2. Produktet**2.1 Handelsnavn SenSura Convex Light 1-dels, ileostomiposer, dobbeltfilter**2.2. Sortimentsoversigt:**Se "Sortiment"**3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: EVA (Ethylene vinyl acetate) Ethylene-1 octene copolymer  
PVdC (Polyvinylidene chloride) PA (Polyamide)  
CPE (Chlorinated polyethylene) PET (Polyester)  
PP (Polypropylene) PU (Polyurethane)  
PE (Polyethylene) Adhesive  
Pigments3.1 Er der latex i produktet JA  NEJ 3.2 Er der PVC i produktet JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**4. Emballagens bestanddele** (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard PE (Polyethylene)

\_\_\_\_\_

**4.1 Er der latex i produktet** JA  NEJ

**4.2 Er der PVC i produktet** JA  NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

**4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet** JA  NEJ

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**5. CE-mærkning**

**5.1. CE-mærke:** JA  NEJ  Klasse: Non sterile class I

**6. Miljøoplysninger**

**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?** JA  NEJ

**6.2. Er produktet miljømærket?** JA  NEJ

Mærke: \_\_\_\_\_

**6.3. Miljøstyringssystemer:** (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: \_\_\_\_\_

**7. Holdbarhed**

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

**8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**

(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold  
Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 grader

**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Produktet er til engangs brug og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald  
Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage			Matrialegenanvendelse	Mobious-loopet ISO 14021
Inderemballage			Matrialegenanvendelse	Mobious-loopet ISO 14021
Transportemballage			Matrialegenanvendelse	Mobious-loopet ISO 14021

## SenSura 1-dels Convex Light ileostomiposer, dobbeltfilter

### Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
15703	1570301008	5708932432580	Beige, Opklipbar, midi	15-33 mm	10	160		
15702	1570201008	5708932432603	Beige, Opklipbar, midi m/vindue	15-33 mm	10	160		
15707	1570701008	5708932432627	Beige, Opklipbar, maxi	15-33 mm	10	160		
15709	1570901008	5708932432641	Beige, Opklipbar, maxi	15-43 mm	10	160		
15733	1573301008	5708932432665	Beige, Forudstanset, maxi	25 mm	10	160		
15734	1573401008	5708932432689	Beige, Forudstanset, maxi	28 mm	10	160		
15735	1573501008	5708932432702	Beige, Forudstanset, maxi	31 mm	10	160		

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgesedel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*