

**Datablad (Produktinformationer)****SenSura Flex 2-dels ileostomipose - 2 filtre****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**Navn Coloplast A/S  
Adresse Holteham 1  
Land Danmark  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.2. Forhandler:**Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holteham 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
Website: <http://www.coloplast.dk/>**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

**2. Produktet**2.1 Handelsnavn SenSura Flex 2-dels ileostomipose - 2 filtre**2.2. Sortimentsoversigt:****3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

**Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.**

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer: PE (Polyethylene) PET (Polyester)  
EVA (Ethylene vinyl acetate) PU (Polyurethane)  
CPE (Chlorinated polyethylene) Adhesive  
PVdC (Polyvinylidene chloride) Pigments  
PP (Polypropylene)**3.1 Er der latex i produktet**JA  NEJ **3.2 Er der PVC i produktet**JA  NEJ 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

**3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet**JA  NEJ 

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration &gt; 0,1 % w/w?

JA  NEJ 

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**4. Emballagens bestanddele** (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard PE (Polyethylene)  
PET (Polyester) \_\_\_\_\_

**4.1 Er der latex i produktet** JA  NEJ

**4.2 Er der PVC i produktet** JA  NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

**4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet** JA  NEJ

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**5. CE-mærkning**

**5.1. CE-mærke:** JA  NEJ  Klasse: Class I non sterile

**6. Miljøoplysninger**

**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?** JA  NEJ

**6.2. Er produktet miljømærket?** JA  NEJ

Mærke: \_\_\_\_\_

**6.3. Miljøstyringssystemer:** (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: \_\_\_\_\_

**7. Holdbarhed**

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

**8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**

(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25 grader  
 \_\_\_\_\_

**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald  
Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage				
Inderemballage			Materialegenanvendelse	Mobious-loopen ISO 14001
Transportemballage			Materialegenanvendelse	Mobious-loopen ISO 14002

## SenSura Flex 2-dels ileostomipose - 2 filtre

### Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
14921	1492101008	5708932357906	Transparent pose, midi	35 mm	30	480		
14932	1493201008	5708932358040	Transparent pose, maxi	50 mm	30	480		
14937	1493701008	5708932357784	Transparent pose, maxi	70 mm	30	480		
14990	1499001008	5708932389181	Transparent pose, XXL	90 mm	20	160		
14914	1491401008	5708932357821	Beige pose, mini	35 mm	30	480		
14924	1492401008	5708932357845	Beige pose, midi	35 mm	30	480		
14925	1492501008	5708932357968	Beige pose, midi	50 mm	30	480		
14934	1493401008	5708932357869	Beige pose, maxi	35 mm	30	480		
14935	1493501008	5708932357982	Beige pose, maxi	50 mm	30	480		
14938	1493801008	5708932357807	Beige pose, maxi	70 mm	30	480		
14991	1499101008	5708932389204	Beige pose, XXL	90 mm	20	160		

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgesedel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*