

## Datablad (Produktinformationer)

### SenSura Flex 2-dels kolostomipose - 2 filtre

#### 1. Virksomhedsdata

##### 1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S  
Adresse Holtedam 1  
Land Danmark  
Website: <http://www.coloplast.dk/>

##### 1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
Website: <http://www.coloplast.dk/>

##### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura Flex 2-dels kolostomipose - 2 filtre

##### 2.2. Sortimentsoversigt:

**Se "Sortiment"**

#### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

##### Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer:	<u>PE (Polyethylene)</u>	<u>PET (Polyester)</u>
	<u>EVA (Ethylene vinyl acetate)</u>	<u>PU (Polyurethane)</u>
	<u>PVdC (Polyvinylidene chloride)</u>	<u>Adhesive</u>
	<u>CPE (Chlorinated polyethylene)</u>	<u>Pigments</u>
	<u>PP (Polypropylene)</u>	

3.1 Er der latex i produktet JA  NEJ

3.2 Er der PVC i produktet JA  NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA  NEJ

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

##### 3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**4. Emballagens bestanddele** (Ved sterile produkter eksklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard PE (Polyethylene)  
PET (Polyester) \_\_\_\_\_

**4.1 Er der latex i produktet** JA  NEJ

**4.2 Er der PVC i produktet** JA  NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

**4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet** JA  NEJ

Hvis ja, angiv phthalat \_\_\_\_\_

**4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?**

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern " i en koncentration > 0,1 % w/w? JA  NEJ

Angiv disse stoffer: \_\_\_\_\_

**5. CE-mærkning**

**5.1. CE-mærke:** JA  NEJ  Klasse: Class I non sterile

**6. Miljøoplysninger**

**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?** JA  NEJ

**6.2. Er produktet miljømærket?** JA  NEJ

Mærke: \_\_\_\_\_

**6.3. Miljøstyringssystemer:** (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 \_\_\_\_\_ Forhandler: \_\_\_\_\_

**7. Holdbarhed**

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

**8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**

(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25 grader  
 \_\_\_\_\_

**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage				
Inderemballage			X	Mobious-loppen ISO 14001
Transportemballage			X	Mobious-loppen ISO 14002

## Sortimentsoversigt

### SenSura Flex 2-dels kolostomipose - 2 filtre

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
13212	1321201008	5708932359931	Transparent, maxi	50 mm	30	480		
13217	1321701008	5708932358576	Transparent, maxi	70 mm	30	480		
13204	1320401008	5708932359474	Beige, midi	35 mm	30	480		
13205	1320501008	5708932359856	Beige, midi	50 mm	30	480		
13214	1321401008	5708932359498	Beige maxi	35 mm	30	480		
13215	1321501008	5708932359870	Beige maxi	50 mm	30	480		
13218	1321801008	5708932358392	Beige maxi	70 mm	30	480		
13220	1322001008	5708932389167	Beige, XL	70 mm	30	480		
13224	1322401008	5708932359450	Beige, mini	35 mm	30	480		
13291	1329101008	5708932389143	Beige, XXL	90 mm	20	160		

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*

