

Datablad (Produktinformationer)

SenSura Mio Click Concave Basisplader

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura Mio Click Concave Basisplader

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Ønskes yderligere information ifm. Evt. allergier - kan Kundeservice kontaktes - se ovenfor

Indholdsstoffer:	<u>Adhesive</u>	_____
	<u>PU-EAA/EVA film</u>	_____
	<u>PET (Polyester)</u>	_____
	<u>PE (Polyethylene)</u>	_____
	<u>Ethylene/octane copolymer</u>	_____

3.1 Er der latex i produktet

JA NEJ

3.2 Er der PVC i produktet

JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet

JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern " i en koncentration > 0,1 % w/w?

JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____



4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard PET (Polyester)

4.1 Er der latex i produktet JA NEJ

4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Non sterile class I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold
Produktet bør ikke udsættes for sollys.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Produktet er til engangs brug og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

SenSura® Mio Click Concave Basisplader

Sortimentsoversigt

Producent varenr. på æske	Producent varenr. faktura	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
18500	1850001008	5708932027755	SenSura Mio Click 40 CNV 10-35	Ø40 10-35mm	5	100		
18501	1850101008	5708932027762	SenSura Mio Click 40 CNV 20-35	Ø40 20-35mm	5	100		
18510	1851001008	5708932027779	SenSura Mio Click 50 CNV 10-45	Ø50 10-45mm	5	100		
18511	1851101008	5708932027786	SenSura Mio Click 50 CNV 25-45	Ø50 25-45mm	5	100		
18512	1851201008	5708932027793	SenSura Mio Click 50 CNV 30-45	Ø50 30-45mm	5	100		
18513	1851301008	5708932027809	SenSura Mio Click 50 CNV 35-45	Ø5035-45mm	5	100		
18520	1852001008	5708932027816	SenSura Mio Click 60 CNV 10-55	Ø60 10-55mm	5	120		
18521	1852101008	5708932027823	SenSura Mio Click 60 CNV 30-55	Ø60 30-55mm	5	120		
18522	1852201008	5708932027830	SenSura Mio Click 60 CNV 35-55	Ø60 35-55mm	5	120		
18523	1852301008	5708932027847	SenSura Mio Click 60 CNV 40-55	Ø60 40-55mm	5	120		
18524	1852401008	5708932651011	SenSura Mio Click 60 CNV 45-55	Ø60 45-55mm	5	120		
18530	1853001008	5708932027311	SenSura Mio Click 70 CNV 10-65	Ø70 10-65mm	5	120		
18531	1853101008	5708932027328	SenSura Mio Click 70 CNV 45-65	Ø70 45-65mm	5	120		
18532	1853201008	5708932027335	SenSura Mio Click 70 CNV 50-65	Ø70 50-65mm	5	120		

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *