

Datablad (Produktinformationer)

SenSura Mio Click Concave Basisplader

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. Kundeservice: 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura Mio Click Concave Basisplader

2.2. Sortimentsoversigt:

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er produktets hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Adhesive _____
PU-EAA/EVA film _____
PET (Polyester) _____
PE (Polyethylene) _____
Ethylene/octane copolymer _____

3.1 Er der latex i produktet

JA NEJ

3.2 Er der PVC i produktet

JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet

JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

3.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern " i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____



4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Nedenstående indholdsstoffer er emballagens hovedbestanddelene.

Indholdsstoffer: Corrugated cardboard PET (Polyester)

4.1 Er der latex i produktet JA NEJ

4.2 Er der PVC i produktet JA NEJ

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3 Er der klassificerede Phthalater i produktet JA NEJ

Hvis ja, angiv phthalat _____

4.4 Er der stoffer som fremgår af Reach kandidatliste?

Indgår stoffer fra Reach kandidatliste " Substances of very high concern" i en koncentration > 0,1 % w/w? JA NEJ

Angiv disse stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: JA NEJ Klasse: Non sterile class I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? JA NEJ

6.2. Er produktet miljømærket? JA NEJ

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001 Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold
Produktet bør ikke udsættes for sollys.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling: Produktet er til engangs brug og skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må ikke skylles ud i toiletet.

| Anbefaling = X | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse | Mærke f. genanvend |
|--------------------|-------------|--------|---------------|--------------------|
| Produkt | X | | | |
| Enkeltemballage | X | | | |
| Inderemballage | | | X | |
| Transportemballage | | | X | |

SenSura® Mio Click Concave Basisplader

Sortimentsoversigt

| Producent varenr. på æske | Producent varenr. faktura | EAN nr. salgsenhed | Beskrivelse | Størrelse | Forpakkings enhed | Antal forpkn. pr trsp.karton | Antal kartoner pr. palle | Steril |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|
| 18500 | 1850001008 | 5708932027755 | SenSura Mio Click 40 CNV 10-35 | Ø40 10-35mm | 5 | 100 | | |
| 18501 | 1850101008 | 5708932027762 | SenSura Mio Click 40 CNV 20-35 | Ø40 20-35mm | 5 | 100 | | |
| 18510 | 1851001008 | 5708932027779 | SenSura Mio Click 50 CNV 10-45 | Ø50 10-45mm | 5 | 100 | | |
| 18511 | 1851101008 | 5708932027786 | SenSura Mio Click 50 CNV 25-45 | Ø50 25-45mm | 5 | 100 | | |
| 18512 | 1851201008 | 5708932027793 | SenSura Mio Click 50 CNV 30-45 | Ø50 30-45mm | 5 | 100 | | |
| 18513 | 1851301008 | 5708932027809 | SenSura Mio Click 50 CNV 35-45 | Ø5035-45mm | 5 | 100 | | |
| 18520 | 1852001008 | 5708932027816 | SenSura Mio Click 60 CNV 10-55 | Ø60 10-55mm | 5 | 120 | | |
| 18521 | 1852101008 | 5708932027823 | SenSura Mio Click 60 CNV 30-55 | Ø60 30-55mm | 5 | 120 | | |
| 18522 | 1852201008 | 5708932027830 | SenSura Mio Click 60 CNV 35-55 | Ø60 35-55mm | 5 | 120 | | |
| 18523 | 1852301008 | 5708932027847 | SenSura Mio Click 60 CNV 40-55 | Ø60 40-55mm | 5 | 120 | | |
| 18524 | 1852401008 | 5708932651011 | SenSura Mio Click 60 CNV 45-55 | Ø60 45-55mm | 5 | 120 | | |
| 18530 | 1853001008 | 5708932027311 | SenSura Mio Click 70 CNV 10-65 | Ø70 10-65mm | 5 | 120 | | |
| 18531 | 1853101008 | 5708932027328 | SenSura Mio Click 70 CNV 45-65 | Ø70 45-65mm | 5 | 120 | | |
| 18532 | 1853201008 | 5708932027335 | SenSura Mio Click 70 CNV 50-65 | Ø70 50-65mm | 5 | 120 | | |

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *